

2026



瑞柏生物科技

Rainbow Biotechnology Co., Ltd

馬到成功



活動期間累計消費滿額，即贈送以下好禮


累計1萬元

好禮三選一

1.禮券 200元



2.Biomate 短玻璃一盒



3.Biomate Buffer 1L任選一瓶 (限1000元以下品項)



累計5萬元

好禮三選一

1.禮券 2,000元



2.Low EEO Agarose一瓶 (500g)



3.法國製單爪pipetman任一 (規格任選)



累計10萬元

好禮三選一

1.禮券 6,000元



2.兩片膠垂直電泳槽



3.兩片膠垂直轉漬槽



活動須知：

活動期間：2026/2/1~2026/3/31

* 須於5月底前開立發票，方得兌換贈品。

* 若貴單位無法收受獎品，可選擇產品更換等值耗材，更換選項請洽當區業務

* 本專刊不得與其他促銷專案並用

* 單項訂單超過10萬，以10萬計算

北區 ☎ 02-2811-8200

桃竹苗 ☎ 03-666-0116

中區 ☎ 04-2315-2922

南區 ☎ 07-550-0680



瑞柏生技
官方帳號

ID : @rainbowbio

LINE

任二件75折



Cell Culture Flask 細胞培養角瓶			
產品編號	名稱	包裝	售價
TCF-011-050	25T Flask, sterile 10/pk 培養瓶	200/cs	3,400
TCF-011-250	75T Flask, sterile 5/pk 培養瓶	100/cs	4,100
TCF-011-600	175T Flask, sterile 5/pk 培養瓶	40/cs	2,800
TCF-012-050	25T Flask (Filter Cap), sterile 10/pk 培養瓶	200/cs	4,200
TCF-012-250	75T Flask (Filter Cap), sterile 5/pk 培養瓶	100/cs	4,600
TCF-012-600	175T Flask (Filter Cap) sterile 5/pk 培養瓶	40/cs	3,700



Multilayer Flask 多層細胞培養瓶					
產品編號	名稱	表面處理	蓋子種類	包裝	售價
TCF-011-525	3層	TC處理	密封蓋	12/cs	4,700
TCF-012-525			濾膜蓋		
TCF-011-875	5層		密封蓋	8/cs	4,700
TCF-012-875			濾膜蓋		



Cell Culture Dish 細胞培養皿			
產品編號	名稱	包裝	售價
TCD-010-035	3.5 cm Culture dish, sterile 10/pk 細胞培養皿	960/cs	6,000
TCD-010-060	6 cm Culture dish, sterile 10/pk 細胞培養皿	600/cs	4,800
TCD-010-100	10 cm Culture dish, sterile 10/pk 細胞培養皿	300/cs	3,200
TCD-050-150	15 cm Culture dish, sterile 5/pk 細胞培養皿	100/cs	4,000



Confocal Dish 玻璃底細胞培養皿			
產品編號	名稱	包裝	售價
BDD-011-035	15mm Confocal Dish, Sterile 10/pk 玻璃底細胞培養皿	240/cs	16,000
BDD-012-035	20mm Confocal Dish, Sterile 10/pk 玻璃底細胞培養皿	240/cs	16,000



3DSphearo™ 超低吸附表面產品			
產品編號	名稱	包裝	售價
TCP-030-006	6-well 3D Sphearo ultra-low adsorption surface plate, sterile 超低吸附培養盤	60/cs	15,600
TCP-030-096	96-well (flat bottom) 3D Sphearo ultra-low adsorption surface plate, sterile 超低吸附培養盤 (平底)	60/cs	16,400
TCP-130-096	96-well (U bottom) 3D Sphearo ultra-low adsorption surface plate, sterile 超低吸附培養盤 (U底)	60/cs	16,400
TCD-030-060	6 cm 3D Sphearo ultra-low adsorption surface dish, sterile 超低吸附培養皿	80/cs	16,400
TCD-030-100	10 cm 3D Sphearo ultra-low adsorption surface dish, sterile 超低吸附培養皿	80/cs	18,000
TCF-030-250	T75 3D Sphearo ultra-low adsorption surface flask (vent), sterile 超低吸附培養瓶	60/cs	16,400



Cell Culture Plate 細胞培養盤			
產品編號	名稱	包裝	售價
TCP-011-004	4-well TC Plate 培養盤 (單一滅菌包裝)	100/cs	5,400
TCP-011-006	6-well TC Plate 培養盤 (單一滅菌包裝)	100/cs	4,300
TCP-011-012	12-well TC Plate 培養盤 (單一滅菌包裝)	100/cs	4,300
TCP-011-024	24-well TC Plate 培養盤 (單一滅菌包裝)	100/cs	4,300
TCP-011-048	48-well TC Plate 培養盤 (單一滅菌包裝)	100/cs	5,400
TCP-011-096	96-well TC Plate 培養盤 (單一滅菌包裝)	100/cs	4,300
TCF-012-096	96-well TC Plate U底培養盤 (單一滅菌包裝)	100/cs	5,600



96孔可拆式細胞培養板			
產品編號	名稱	包裝	售價
TCP-011-896	8-well strip x 12, Standard, Surface treated, Sterile 96孔可拆細胞培養板 (滅菌,經表面處理)	100/cs	5,200
TCP-001-896	8-well x 12 strips, General, Non-treated, Sterile 96孔可拆細胞培養板 (滅菌,表面未經處理)	100/cs	4,800



ELISA Plate 平底微量反應盤			
產品編號	名稱	包裝	售價
FEP-000-096	96-well Plate 10/pk 空白微量盤 (無蓋)	200/cs	4,600
FEP-100-096	96-well ELISA plate, sterile 酵素免疫反應盤 (10個/包, 滅菌包裝)	200/cs	6,000
FEP-101-896	96-well ELISA plate, 8 well strip x12 96孔可拆式酵素免疫反應盤	200/cs	7,000
LTP-010-896	Immuno micro plates, 8 well strip x12 96孔白盤 (無蓋)	200/cs	10,000
LTP-021-896	Immuno micro plates, 8 well strip x 12 96孔黑盤 (無蓋)	200/cs	10,000

Erlenmeyer Flask 細胞培養錐形瓶 (Filter cap)					
產品編號	容量	瓶身材質	瓶底型式	包裝	售價
TAB-102-125	125 ml	PETG	Plain (平底)	24/cs	3,450
TAB-102-250	250 ml	PETG	Plain (平底)	12/cs	2,700
TAB-102-500	500 ml	PETG	Plain (平底)	12/cs	3,350
TAB-102-000	1000 ml	PETG	Plain (平底)	24/cs	7,750
TAB-002-250	250 ml	PC	Plain (平底)	12/cs	2,800
TAB-002-500	500 ml	PC	Plain (平底)	12/cs	3,450
TAB-002-000	1000 ml	PC	Plain (平底)	24/cs	8,200
TAB-112-250	250 ml	PETG	Baffled (角底)	12/cs	3,000
TAB-112-500	500 ml	PETG	Baffled (角底)	12/cs	3,600
TAB-112-000	1000 ml	PETG	Baffled (角底)	24/cs	8,600
TAB-012-250	250 ml	PC	Baffled (角底)	12/cs	3,000
TAB-012-500	500 ml	PC	Baffled (角底)	12/cs	3,700
TAB-012-000	1000 ml	PC	Baffled (角底)	24/cs	9,000



Roller bottle 細胞培養滾瓶			
產品編號	名稱	包裝	售價
TCB-011-001	Roller Bottles, 1000 ml, TC treated 細胞培養滾瓶	24/cs	4,000
TCB-011-002	Roller Bottles, 2000 ml, TC treated 細胞培養滾瓶	12/cs	2,600
TCB-011-005	Roller Bottles, 5000 ml, TC treated 細胞培養滾瓶	12/cs	4,400



Bottle/Top Filter 滅菌過濾杯			
產品編號	名稱	包裝	售價
FPE-214-500	Filter Upper Cup, 500mL, 0.22µm PES 滅菌過濾上杯 (單一滅菌包裝)	24/cs	4,500
FPE-204-500	Vacuum Filter, 500mL, 0.22µm PES 滅菌過濾杯組 (單一滅菌包裝)	12/cs	3,200



Serological Pipet 血清刻度吸管 (單一滅菌包裝)			
產品編號	名稱	包裝(cs)	售價
GSP-010-001	1mL Serological Pipet 血清刻度吸管	500/pk x 4	8,000
GSP-010-002	2mL Serological Pipet 血清刻度吸管	500/pk x 4	10,000
GSP-211-105	5mL Serological Pipet 血清刻度吸管	200/pk x 4	4,600
GSP-211-110	10mL Serological Pipet 血清刻度吸管	200/pk x 4	4,600
GSP-010-125	25mL Serological Pipet 血清刻度吸管	150/pk x 3	6,500
GSP-010-050	50ml Serological Pipet 血清刻度吸管	100/cs	3,000




Tissue Culture Plate Insert 細胞嵌入皿					
對應培養盤	材質	孔徑(µm)	直徑	包裝(pk/cs)	售價
6-well	PC, PET	0.1, 0.4, 1.0, 3.0, 8.0, 12.0	24mm	6/24	6,000
12-well		0.1, 0.4, 1.0, 3.0, 8.0, 12.0	12mm	12/48	6,000
24-well		0.1, 0.4, 1.0, 3.0, 5.0, 8.0, 12.0	6.5mm	12/48	6,000



Cell Scraper 細胞刮勺			
產品編號	名稱	包裝	售價
CSC-011-025	Cell Scraper 25cm 細胞刮勺	100/cs	2,500



Cell Strainer 細胞篩			
產品編號	名稱	包裝	售價
CSS-013-040	Cell Strainer, 40 µm Nylon mesh 細胞篩 (單一滅菌包裝)	50/cs	3,600
CSS-013-070	Cell Strainer, 70 µm Nylon mesh 細胞篩 (單一滅菌包裝)	50/cs	3,600
CSS-013-100	Cell Strainer, 100 µm Nylon mesh 細胞篩 (單一滅菌包裝)	50/cs	3,600




Small Cell Strainer 小型細胞篩			
產品編號	名稱	包裝	售價
CSS-016-040	Small Cell Strainer, 40 µm Nylon mesh 細胞篩 (單一滅菌包裝)	50/cs	2,600
CSS-016-070	Small Cell Strainer, 70 µm Nylon mesh 細胞篩 (單一滅菌包裝)	50/cs	2,600
CSS-016-100	Small Cell Strainer, 100 µm Nylon mesh 細胞篩 (單一滅菌包裝)	50/cs	2,600



Reagent Reservoir 無菌藥品槽			
產品編號	名稱	包裝	售價
LTT-001-050	50mL Liquid Transfer Trough 20/pk 無菌藥品槽	400/cs	8,000



任二件 75 折



Petri Dish培養皿 (9 cm)			
產品編號	名稱	包裝	售價
MCD-110-090	9cm Petri Dish, Sterile 20/pk 細菌培養皿	500/cs	2,000



Centrifuge Tube 離心管			
產品編號	名稱	包裝	售價
CFT-011-150	15mL Centrifuge Tube, Sterile 25/pk 離心管	500/cs	2,500
CFT-011-500	50mL Centrifuge Tube, Sterile 25/pk 離心管	500/cs	3,000



Micro Centrifuge Tube 微量離心管			
產品編號	名稱	包裝	售價
CFT-100-015-N	1.5 mL Micro Centrifuge Tube, Non-Sterile 500/pk 微量離心管	10,000/cs	6,400
CFT-000-020	2 mL Micro Centrifuge Tube, Non-Sterile 500/pk 微量離心管	4,000/cs	3,500
CFT-001-050	5 mL Micro Centrifuge Tube, Sterile 180/pk 微量離心管	1,800/cs	4,500

Conical Tubes 養菌管/流式細胞儀管			
產品編號	名稱	包裝	售價
TUB-023-005	5mL Round-Bottom Tube PS, Sterile, Plug Cap 25/pk 流式細胞儀管 (有蓋)	500/cs	2,800
TUB-011-140	14mL Round-Bottom Tube PP, Sterile 25/pk 養菌管 (圓底)	500/cs	3,600



Cell Spreader L型塗抹棒			
產品編號	名稱	包裝	售價
CSP-012-014	Cell Spreader, PP Sterile 10/pk L型塗抹棒	500/cs	1,200



Inoculating Loop & Needle 無菌接種環/針			
產品編號	名稱	包裝	售價
DIL-011-001	Inoculating Loop, 1µl PP, Sterile 20/pk 接種環	2,000/cs	3,000
DIL-011-010	Inoculating Loop, 10µl PP, Sterile 20/pk 接種環	2,000/cs	3,000
DIL-021-001	Inoculating Needle, PP, Sterile 20/pk 接種針	2,000/cs	3,200



任二件75折 (透析膜除外)



(袋裝) 微量吸管尖 Tips			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
BTN10-10	10µl tips 微量吸管尖, 1000 支/包	20,000 支/箱	7,800
BTN10-200	200µl tips 微量吸管尖, 1000 支/包	20,000 支/箱	7,000
BTN10-300	300µl tips 微量吸管尖, 1000 支/包	20,000 支/箱	7,000
BTN10-1250	1250µl tips 微量吸管尖, 1000 支/包	10,000 支/箱	4,500
BTN10-5000	5000µl tips 微量吸管尖, 250支/包	2,500 支/箱	12,000



盒裝式微量吸管尖 Racked tips			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
BTN11-10	10µl Racked tips 盒裝式微量吸管尖,10 盒/條	50 盒/箱	4,000
BTN11-200	200µl Racked tips 盒裝式微量吸管尖,10 盒/條	50 盒/箱	4,000
BTN11-1250	1250µl Racked tips 盒裝式微量吸管尖,10 盒/條	50 盒/箱	5,000



填充式微量吸管尖 Refill tips			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
RTN10-10	10µl Refill tips 填充式微量吸管尖, 10排/盒	10 盒/箱	6,500
RTN10-200	200µl Refill tips 填充式微量吸管尖, 10排/盒	10 盒/箱	6,500
RTN10-1250	1250µl Refill tips 填充式微量吸管尖, 10排/盒	5盒/箱	4,000



過濾式微量吸管尖 Filter tips			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
FT11-10	10µl Filter tips 內濾式微量吸管尖	50 盒/箱	9,000
FT11-20	20µl Filter tips 內濾式微量吸管尖	50 盒/箱	9,000
FT11-100	100µl Filter tips 內濾式微量吸管尖	50 盒/箱	9,000
FT11-200	200µl Filter tips 內濾式微量吸管尖	50 盒/箱	9,000
FT11-1250	1250µl Filter tips 內濾式微量吸管尖	50 盒/箱	9,500



透析膜 Dialysis membrane					
產品編號	MWCO	寬度	容量/cm	長度	價格
5030-25	3.5k kDa	25 mm	2.02 ml	30 m	9,800
5030-44		44 mm	6.16 ml		11,800
5030-55		55 mm	9.63 ml		14,800
8030-25	6-8 kDa	25 mm	2.02 ml		7,600
8030-34		34 mm	3.81 ml		7,900
8030-44		44 mm	6.16 ml		9,200
8030-55		55 mm	9.63 ml		12,500
1430-25	12-14 kDa	25 mm	2.02 ml		6,000
1430-32		32 mm	3.15 ml		6,500
1430-40		40 mm	4.91 ml		7,000

無菌離心管 Centrifuge tubes			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
CT30-15	15ml 離心管, PP材質, 25 支/包	500 支/箱	2,500
CT30-50	50ml 離心管, PP材質, 25 支/包	500 支/箱	3,000



冷凍小管 Cryotubes			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
CV50-20	2ml 內旋 橘色蓋 站立式冷凍小管, 50支/包	500 支/箱	3,000
CV50-20W	2ml 內旋 白色蓋 站立式冷凍小管, 50支/包	500 支/箱	3,000
CV60-20	2ml 外旋 橘色蓋 站立式冷凍小管, 50支/包	500 支/箱	3,000
CV60-20W	2ml 外旋 白色蓋 站立式冷凍小管, 50支/包	500 支/箱	3,000



圖示為橘色蓋

微量離心管 Microtubes			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
MT20-05	0.5ml 微量離心管, 1000 支/包	20,000 支/箱	10,000
MT20-15	1.5ml 微量離心管, 1000 支/包	10,000 支/箱	4,900
MT20-20	2ml 微量離心管, 500 支/包	5,000 支/箱	4,000
MT20-50	5ml 微量離心管, 200 支/包	2,000 支/箱	4,500



PCR 小管/盤 PCR tubes/plates			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
PT40-02	0.2ml PCR 管, 1000 支/包	10,000 支/箱	10,000
PTN40-01	0.1ml PCR 8-strip 八連排PCR管, 120 條/包	1,200 條/箱	15,000
PTN40-02	0.2ml PCR 8-strip 八連排 PCR管, 120 條/包	1,200 條/箱	15,000
PTN50-02	0.2ml PCR 8-strip 獨立蓋PCR管, 120 條/包	1,200 條/箱	15,000
PTP40-96	0.2ml 96孔半裙式PCR盤, 5 盤/包	250 盤/箱	15,000
PTP50-96	0.2ml 96孔無裙式PCR盤, 5 盤/包	250 盤/箱	15,000



PVDF過濾膜 Filter paper			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
BPV047-0200	47mm PVDF濾膜, 0.2µm	200 片/盒	6,000
BPV047-0450	47mm PVDF濾膜, 0.45µm	200 片/盒	6,000

轉漬用吸水紙 Blotting paper (3mm paper)			
產品編號	產品名稱	包裝	售價
BP2-35	8 x 10cm 轉漬用吸水紙, 厚度0.35mm	100 片/盒	1,200



每盒透析膜標配二支夾具(如下圖)

透析膜夾 Dialysis clamp				
產品編號	夾子長度	可容納最大膜寬	包裝	價格
DC65-50	65 mm	50 mm	10/pk	2,000
DC90-70	90 mm	70 mm	10/pk	2,000




更多產品資訊請上 <https://www.aatbio.com/> 不輸T牌的好品質，性價比更高的好選擇~~~精選商品，單一特惠

細胞分析試劑


AAT Bioquest®
Advancing Assay & Test Technologies

■ 細胞凋亡


偵測目標	品名	包裝	特惠價
細胞膜(PS)外翻 - Annexin V	Cell Meter™ Annexin V Binding Apoptosis Assay Kit (for flow) ●(22824) (螢光優於FITC；內附PI染劑)	100 T	9,900
Caspase活性	Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit (for flow) ●(22823)	100 T	9,900
	Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit ●(22795) ●(22796)	200 T	9,900
	Caspase 3/7 Activity Apoptosis Assay Kit ●(22797)	100 T	14,900
	Caspase 8 Activity Apoptosis Assay Kit ●(22798) ●(22812) ●(22816)*100T	200 T	9,900
	Caspase 9 Activity Apoptosis Assay Kit ●(22813) ●(22817)*100T	200 T	9,900
	Caspase 9 Activity Apoptosis Assay Kit ●(22799)	200 T	14,900
	Generic Fluorimetric Caspase Activity Assay Kit (for flow) ●(22821)	100 T	9,900
DNA斷裂	Multiplexing Caspase 3/7, 8 and 9 Activity Assay Kit (22820) (Caspase 3/7 ● Caspase 8 ● Caspase 9 ●) 一組同時染三種caspase測螢光值	100 T	24,900
	Cell Meter™ Live Cell TUNEL Apoptosis Assay Kit ●(22849) ●(22844)	50 T	14,900
	Cell Meter™ Fixed Cell and Tissue TUNEL Apoptosis Assay Kit (細胞組織都可用) ●(22851) ●(22853) ●(22855) ●(22857)	25 T	18,900
偵測GSH量	ThiolTrace™ Violet 500 ●(22280) 亮度更勝Thiotracker Violet	500T	9,900
	Cell Meter™ Intracellular GSH Assay Kit (for flow) ●(22810)	100T	9,900
細胞凋亡及壞死 (Apoptosis & Necrosis)	Apoptotic and Necrotic Multiplexing Detection Kit I (22840) (Apoptosis ● Necrosis ● Nuclei ●)	100 T	12,400
	Apoptotic and Necrotic Multiplexing Detection Kit II (22843) (Apoptosis ● Necrosis ● Nuclei ●)	100 T	14,900
細胞自噬作用 (Autophagy)	Autophagy Assay Kit ●(23000)	200 T	9,900
	Autophagy Assay Kit ●(23002)	200 T	14,900




偵測Jurkat 細胞中Caspase的活性 (Cat.No. 22820)，利用Staurosporine誘導Jurkat 細胞凋亡，偵測不同Caspase的活性 (#1 caspase 3/7, #2 caspase 8, #3 caspase 9, #4 for caspase 3/7, 8, 9)




使用Fixed Cell and Tissue TUNEL Apoptosis Assay Kit (Cat.No. 22851) 染人類肺腺癌FPPE組織



利用Camptothecin誘導Jurkat cells 死亡，再使用Intracellular GSH Assay Kit (Cat.No. 22810)偵測




使用Cell Meter Autophagy Assay Kit (Cat.No. 23002, 23005) 及LysoBrite Orange (Cat.No. 22657,橘色)染色




使用FdU-Cu Free Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit (Cat.No. 22305,綠色) 偵測生長期S-phase的細胞

■ 細胞增生

目標	品名	包裝	特惠價
DNA合成	XdU Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit ●(22326) ●(22327)	200T	23,100
	FdU Cu-Free Cell Proliferation Fluorescence Imaging Kit ●(22305) ●(22315)	200T	24,900
細胞增生 追蹤劑	CytoTell™ UltraGreen ●(22240)	500T / 2x500T	4,900/7,500
	CytoTell™ Red 590 ●(22261)	500T / 2x500T	7,500/12,400
細胞ATP 代謝活性	Rapid Luminometric ATP Assay Kit (21601)	100T/1,000T	4,900/19,900
	Live Cell ATP Assay Kit ●(23015)	100T	16,100



與CFSE相比，CytoTell 染色後的子代間的螢光強度差距小，隨著細胞分裂，可在子細胞之間平均分佈




使用 ATP Red (#23015) 及 MitoLite Green FM (#22695)共同染色 HeLa 細胞

■ 細胞毒性與存活率

品名	包裝	特惠價
Cell Meter™ Colorimetric Cell Cytotoxicity Assay Kit (22780) (類似Alamar Blue)	1,000T	9,900
Cell Meter™ Colorimetric WST-8 Cell Quantification Kit (22770)	1,000T/5,000T	9,900/24,900
ReadiUse™ WST-8 (50 mM aqueous solution) (15706) 超值優惠推薦(約3,330T)	100mg	4,900
Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit ● Live ● Dead (22789)	200T	9,900
Amplite® Colorimetric L-Lactate Dehydrogenase (LDH) Assay Kit (13813)	200T	14,900
Calcein, AM ●(22002)	1mg	4,900
Calcein Deep Red™ AM ester●(22011)	1mg	9,900




使用Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit (#22789) 測定皂苷誘導的Jurkat細胞死亡的影響



使用Live or Dead™ Cell Viability Assay Kit (#22789) 於螢光顯微鏡下活細胞與死細胞及共染下的影像

■ 封片膠


品名	包裝	特惠價
FluoroQuest™ Mounting Medium with DAPI (20004)	50ml	4,900
ReadiUse™ Microscope Mounting Solution (20009)	50ml	3,900
FluoroQuest™ Antifade Mounting Medium (20007)	5ml	4,900
FluoroQuest™ Anti-fading Mounting Medium with DAPI (20005)	20ml	9,500
FluoroQuest™ PLUS Antifade Mounting Medium (20008)	5ml	5,800
FluoroQuest™ TSA/PSA Antifade Mounting Medium (44890)	5ml	4,900



人類肺腺癌陽性組織切片以用 iFluor® 488 Styramide™ (#45020) 染色及 FluoroQuest Mounting Medium with DAPI (Cat.No. 20005) 封片

■ 離子通道檢測

品名	包裝	特惠價
Fura-2, AM (21020)	1mg	4,900
Fluo-8®, AM (21080)	1mg/10x50 ug	8,900
Fluo-10®, AM (21114)	5x50 ug	4,600
Cal-520®, AM (21130)	10x50 ug	9,900
Fluo-8® Medium Removal Calcium Assay Kit (36307/36308)	1 plate/10plate	4,900/17,400




在不使用丙磺舒的情況下，以Fura-2 AM、Fura-8™ AM和Fura-10™ AM測定CHO-K1細胞內源性P2Y受體的ATP刺激鈣反應


AAT Bioquest 品牌的創始者曾在Molecular Probe從事研發，爾後便自創 AAT Bioquest。AAT提供了多種品質優良的專業染劑、試劑套組，其靈敏度及專一性高，簡易操作省時，在許多發表的文獻上，也被廣泛使用並發表，堪稱生物科技的一大新品牌。

■ 氧化壓力、自由基及其他分析


偵測目標	品名	包裝	特惠價
Total ROS	ROS Brite™ HPF ●(16051)	1mg	7,400
	ROS Brite™ 700 (for in Vivo Imaging) (16004)	1mg	9,900
	Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit ●(22900) ●(22901) ●(22902) ●(22903)	200T	9,900
	Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit (for flow) ●(22904)	100T	14,900
Hydrogen peroxide (H2O2)	DCFH-DA ●(15204)	25mg	3,900
	OxiVision™ Green hydrogen peroxide sensor ●(21505)	1mg	4,900
	ROS Brite™ DHCF ●(16053)	1mg	9,900
	Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit ●(11503)	200T	12,400
Peroxynitrite (ONOO-)	Cell Meter™ Fluorimetric Intracellular Peroxynitrite Assay Kit ●(16315)	100T	17,400
粒線體 自由基	MitoROS™ 580 (相當於MitoSOX™ #M36008) ●(16052)	500T	9,900
	Fluorimetric Mitochondrial Superoxide Activity Assay Kit ●(16060) 通用款 ●(22971) for reader ●(22970)*100T for flow	200T	14,900
	Mitochondrial Hydroxyl Radical Detection Kit ●(16055)	200T	14,900
	OxiVision™ Red Mitochondrial Lipid Peroxidation Sensor ●(21510)	5x100 ug	12,900
SOD	Colorimetric Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit (11305)	200T	9,900
	Colorimetric Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit (11308) 靈敏度更好	200T	14,900
Catalase	Amplite® Fluorimetric Catalase Assay Kit ●(11306)	200T	9,900
MDA	Bodi Fluor™ 581/591 C11 (Lipid Peroxidation Probe) ●(23290)	1mg	8,700
	Intracellular Colorimetric Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit (15991)	200T	19,900
Glutathione GSH	Amplite® Fluorimetric Glutathione Assay Kit ●(10055)	200T	9,900
	Amplite® Fluorimetric Glutathione GSH/GSSG Ratio Assay Kit ●(10056)	200T	14,900
GPx	Amplite® Fluorimetric Glutathione Peroxidase Assay Kit ●(11560)	200T	14,900
Ferroptosis	FerroBrite™ Green ●(20205)	1mg	12,900
NADP/NADPH	Amplite® Colorimetric NADP/NADPH Ratio Assay Kit (15274)	250T	17,400
AChE	Amplite® Colorimetric Acetylcholinesterase Assay Kit (11400)	200T	9,900
LOX	Amplite® Fluorimetric Lysyl Oxidase Assay Kit ●(15255)	500T	14,900
Singlet Oxygen	SO Green™ 520AM Singlet Oxygen Sensor ●(16062)	10x100 ug	8,500
Calcium	Colorimetric Calcium Quantitation Kit (36361)	200T	7,400
Glucose	Screen Quest™ Colorimetric Glucose Uptake Assay Kit (36503)	100T	35,000



使用Fluorimetric Intracellular Total ROS Activity Assay Kit (Cat.No.22900) 偵測總量ROS




使用OxiVision™ Green hydrogen peroxide sensor (Cat.No.21505) 偵測H2O2




使用FerroBrite™ Green (Cat.No.20205) 偵測Erastin誘導 HeLa 細胞鐵死亡的比較

■ 胞器染劑


偵測目標	品名	包裝	特惠價
細胞核 (Nucleus)	Acridine Orange ●(17503) 10ml, 10 mg/mL in water ●(17502) 100mg	10ml/100mg	3,900
	7-AAD (7-Aminoactinomycin D) ●(17501)	1mg	3,900
	DAPI ●(17507) 2ml, 10 mM in water ●(17510) 10mg	2ml/10mg	3,900
	DAPI ●(17513) 25mg	25mg	4,900
	Hoechst 33342 ●(17535) 5ml, 20 mM in water ●(17530) 100mg	5ml/100mg	4,900
	Propidium iodide ●(17517) 1ml, 10 mM in water ●(17515) 25mg	1ml/25mg	4,900
	DiYO™-1 (5 mM DMSO Solution) 等同於YOYO®-1 ●(17580)	0.2ml	9,900
	Nuclear Blue™ DCS1 (5 mM DMSO Solution) ●(17548)	0.5ml	4,900
	Nuclear Violet™ DCS1 (5 mM DMSO Solution) ●(17549)	0.5ml	4,500
	Nuclear Green™ DCS1 (5 mM DMSO Solution) ●(17550)	0.5ml	4,900
原核細胞染劑	MycoLight™ Green JJ98 (23998) 可取代SYTO® 9 適用於細菌檢測，可染活&死的革蘭氏陽性菌和陰性菌	100ug	6,900
肌動蛋白絲 及微管蛋白 (F-Actin & Tubulin)	Phalloidin iFluor® ●(23110) ●(23115) ●(23119) ●(23122) ●(23125)	300T	7,400
粒線體 (Mitochondria)	Cell Navigator® Live Cell Tubulin Staining Kit ●(23170)	100 slides	9,900
	MitoLite™ ●可固定EX488 (22675) ●Red FX600 (22677)	500T	4,900
	MitoLite™ ●可固定Green FM (22695) ●Red CMXRos (22698)	10x50 ug	7,400
	CytoFix™ Red Mitochondrial Stain ●可固定(23200)	500T	14,900
粒線體膜電位	JC-10 *Superior alternative to JC-1* (22204) 溶解度更好，靈敏度更高	5x100 uL	4,900
	JC-1 (22200)	5mg	4,900
粒線體自噬	Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit (22801)	100T	14,900
溶酶體 (Lysosome)	Cell Meter™ Mitochondrial Autophagy Imaging Kit ●(22998)	100T	14,900
	LysoBrite™ ●(22642) ●(22643) ●(22644) ●(22645) ●(22646)	500T	7,400
內質網 (ER)	Cell Navigator® Lysosome Staining Kit ●(22655) ●(22656)	500T	7,400
高基氏體 (Golgi)	Cell Navigator® Live Cell ER Staining Kit ●(22634) ●(22635)	100T	14,900
	Cell Navigator® NBD Ceramide Golgi Staining Kit ●(22750)	100T	9,900
細胞膜 (Cell membrane)	Cell Navigator® TMR Ceramide Golgi Staining Kit ●(22752)	100T	14,200
	iFluor® 488-Wheat Germ Agglutinin (WGA) Conjugate ●(25530) ●(25559)	1mg	4,700
	DiD Perchlorate (DiD) ●(22034)	25mg	3,900
	DiO perchlorate (DiO) ●(22066)	25mg	3,900
	DiR iodide (DiR) ●(22070)	25mg	3,900
	DiSC3(5)3,3-Dipropylthiadicarbocyanine iodide ●(22076)	25mg	4,900
	DiA ●(22030)	25mg	3,900
	Cell Plasma Membrane Staining Kit ●(22682) ●(22680) ●(22681)	500T	9,900
脂肪 (Lipid)	Nile Red ●(22190)	25mg	3,900
	Droplite™ Green ●(22729)	100T	8,700
	Fluorimetric Lipid Droplet Assay Kit ●(22731) ●(22730) ●(22735)	200T	9,900




使用Phalloidin-iFluor® 488 Conjugate (Cat.No. 23115, 綠色) 及 MitoLite Red FX600 (Cat#2677, 紅色) 染色



使用MitoLite Green FM (Cat.No. 22695)、LysoBrite Red (Cat.No. 22645) 染色



與JC-1相比，JC-10 (Cat. No. 22204) 溶解度佳且訊號更強。



使用Cell Plasma Membrane Staining Kit (Cat.No. 22682, 綠色)染色

細胞分離、凍存相關及初代細胞

密度梯度分離液
Density Gradient





https://serumwerk.com/

德國藥廠製造，所有產品皆符合 GMP及 ISO13485 標準與規範


Lymphoprep™
輕鬆分離
單核球 & 淋巴球

Polymorphprep™
同時分離
單核球 & 淋巴球
+ 多型核顆粒球



為何選擇用 Lymphoprep?

- ✓ 文獻引用超過 40 年
- ✓ 與 Ficoll-Paque™ 的化學成分及密度 (1.077 g/mL) 完全相同
- ✓ 符合 GMP 生產標準及 ISO 認證
- ✓ 無菌&內毒素含量低 (實測 <0.1 IU/ml，相當於Ficoll-Paque™ Plus 及 Premium)



產品名稱	密度 (density)	應用	產品編號	包裝
Lymphoprep™	1.077 ± 0.001 g/m	分離人類骨髓、臍帶血及全血中的單核球細胞，如 PBMC	1858-1PC	500 mL x 1
			1858	500 mL x 6
Polymorphprep™	1.113 ± 0.001 g/ml	分離人類全血中的單核球細胞 (PBMC) 及多型核顆粒球 (PMNs)	1895	250 mL
Optiprep™	1.320 ± 0.001 g/ml	萬用型，可用於巨分子的分離純化，包括 病毒 (lentivirus, adenovirus, AAV) 及 多種細胞類型 (人類、大鼠、小鼠、非人類之靈長類及其他哺乳類)、細胞核、粒線體、胞內體 (endosome) 或 外泌體 (exosome) 等胞器	1893	250 mL
Nycodenz®	可製備 80% (w/v) 密度為 1.426 g/ml 的溶液	粉末型式，可自行調整比重與濃度，用於多種分離用途	18003	500 g




新世代細胞冷凍保存液
Bambanker™ (經典款)

https://www.nippongenetics.eu/en/




■ 應用於難保存之細胞株



四種細胞株 (KHYG-1、HL60、KAI3、OVMANA) 在其他市售冷凍保存液的存活率非常低，改用 Bambanker 後提高了細胞的存活率。

■ 可保持小鼠胚胎幹細胞 (mESC) 未分化狀態



小鼠胚胎幹細胞之存活率及多功能幹細胞標記 - ALP 染色
上圖：解凍兩天後偵測到大量細胞，解凍後細胞形態未發生變化。
下圖：Bambanker™ 不會誘導細胞分化，因所有冷凍保存的幹細胞仍保有大量鹼性磷酸 (ALP) 活性。

- 一般細胞株適用
- 隨取即用
- 不需階段式降溫
- 不需液態氮桶
- 專利產品、品質穩定
- 細胞銀行背書
- 效期長達二年

適用所有種類細胞，存活率高
直接加入離心後之細胞，即可冷凍保存
可直接丟 -80°C 冷凍
細胞長期於 -80°C 保存，不影響存活率
不含血清・GMP 認證 & 日本製造
日本細胞銀行 - JCRB 指定使用
(儲存超過 1,400 種細胞株)
冷藏 (4°C) 保存即可

NEUROMICS



https://www.neuromics.com/

A Division of CA3 Biosciences, Inc.

專門提供神經科學相關抗體、試劑與諮詢服務，爾後漸漸擴展觸角到糖尿病/肥胖與癌症研究。現更與 Vitro Biopharma 合作，提供初代細胞、細胞培養液及間質幹細胞 (Mesenchymal Stem Cells, MSC) 為主的幹細胞研究工具。

初代細胞分類	細胞種類及培養基
Neurons, Astrocytes, Schwann Cells, Microglia, & Other CNS Cells	Human Brain Astrocytes
	Human Schwann Cells
	Primary Human Neurons
	IPSC Derived Cells
Fibroblasts, CAFs, & Cancer Cells	Cancer Associated Fibroblasts (CAFs)
	Immortalized Cancer Associated Fibroblasts (CAFs)
	Human Fibroblasts
	GFP & RFP Expressing Cancer Cells
Endothelial & Epithelial Cells	Brain & Retinal Endothelial Cells
	Human Umbilical Vein Endothelial Cells
	Microvascular Endothelial Cells
	Artery & Vein Endothelial Cells
Stem Cells & Progenitors	Neuroprogenitors - iPSCs derived
	Media for Stem Cells & Progenitors
3-D Cell/Tissue Based Models	Human Hepatocytes
Pericytes	Brain Pericytes
	Pericyte Media & Supporting Solutions
MEXi-293E Cells	MEXi-293E Cells,

WAK - Chemie
Medical GmbH



德國進口~細胞/組織冷凍保存液
及去黴抗汙劑

https://www.wak-chemie.net/

品名	應用	產品編號	包裝
AquaClean	水浴槽/培養箱水盤的去黴抗汙劑	WAK-AQ-250-50L	250 ml NT 5,200
Biocidal ZF	培養設備/無菌操作台的去汙劑	WAK-ZF-6-1PC	1 L NT 5,000
CryoSure-DMSO	組織及細胞的長期冷凍保存	WAK-DMSO-10	10 mL x 10
		WAK-DMSO-50	50 mL x 6
CryoSure-DEX40	造血幹細胞(臍帶血)的長期冷凍保存	WAK-DEX40-25	8 mL x 25
SedimSure (6% HES 600)	分離造血幹細胞時紅血球的沉降處理	870009	20 bags (500mL/bag)



https://www.vitrobiopharma.com/

Vitro Biopharma 是一家創新的生物技術公司，總部位於美國，致力於為幹細胞研究、藥物發現及療法等等應用提供高質量的商業化細胞株及幹細胞，提供間質幹細胞 (Mesenchymal Stem Cells, MSC) 及癌症相關的纖維母細胞 (Cancer associated fibroblast, CAF)，為臨床發展及癌症研究提供良好的工具。

分類	品名	貨號	細胞數
Mesenchymal Stem Cells (MSCs)	Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells	SC00A1	500,000 cells
	Human Adipose Mesenchymal Stem Cells	SC00AD1	500,000 cells
	Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells	SC00BM1	500,000 cells
	Human Placental Mesenchymal Stem Cells	SC00P1	500,000 cells
Cancer-Associated Fibroblasts (CAFs)	Human Endometrial Adenocarcinoma CAFs	CAF01	1,000,000 cells
	Human Ovarian Serous Tumor CAFs	CAF02	1,000,000 cells
	Human Glioblastoma CAFs	CAF03	1,000,000 cells
	Human Renal Cancer Associated Fibroblasts	CAF04	1,000,000 cells
	Human Colorectal Adenocarcinoma CAFs	CAF05	1,000,000 cells
	Human Breast Cancer Associated Fibroblast	CAF06	1,000,000 cells
	Human Lung Adenocarcinoma CAFs	CAF07-AD	1,000,000 cells
	Human Lung Squamous CAFs	CAF07S	1,000,000 cells
	Human Pancreatic Stellate CAFs	CAF08	1,000,000 cells
	Human Melanoma CAFs	CAF09	1,000,000 cells
	Human Prostate Cancer Associated Fibroblasts	CAF10	1,000,000 cells
	Human Gastric Cancer Associated Fibroblasts	CAF11	1,000,000 cells
Fibroblasts	Human Head & Neck Cancer-associated fibroblasts	CAF12	1,000,000 cells
	Human pancreatic primary fibroblast cell line	SC00A5	500,000 cells
	Normal Colon Fibroblasts	C05DON	1,000,000 cells
	Normal Lung Fibroblasts	C07ADDON	1,000,000 cells

蛋白質電泳系統

含垂直電泳槽上蓋 (帶電源線) 及下槽、主電極芯、厚玻片及短波片、電泳槽替代檔板、10孔齒梳及15孔齒梳 (可指定厚度)、製膠基座、製膠支架、密封防漏膠墊、剝膠鏟、10孔上樣托架，附玻璃晾乾架、離心管架

vPAGE

- ▶與現有廠牌-B牌通用
- ▶電泳槽、厚玻璃、短玻璃、尺梳皆可與V2PAGE通用

v2PAGE

- ▶操作容易，玻璃不易破裂
- ▶新式架膠方式，彈簧夾不易斷裂
- ▶製膠時易卡緊，不易漏膠
- ▶不需太多操作技巧

蛋白質轉漬系統

含垂直電泳槽上蓋(帶電源線)及下槽、轉漬槽電極架、三明治夾板、海綿墊(黑)、冰寶

vBLOT2

二片膠轉漬系統










vBLOT4









四片膠轉漬系統



相關配件

	<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>vBLOT2</td><td>二片膠小型轉漬套組</td><td></td></tr><tr><td>VBL0T2MINI</td><td>*含vBLOT2轉漬電極架、vBLOT2三明治夾板 x 2、1組 vBLOT2海綿墊 x 5、冰盒 x 2 (不含槽蓋/下槽)</td><td></td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	vBLOT2	二片膠小型轉漬套組		VBL0T2MINI	*含vBLOT2轉漬電極架、vBLOT2三明治夾板 x 2、1組 vBLOT2海綿墊 x 5、冰盒 x 2 (不含槽蓋/下槽)			<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VBL0T2E</td><td>vBLOT2 二片膠轉漬槽電極架</td><td>1個</td></tr><tr><td>VBL0T4E</td><td>vBLOT4 四片膠轉漬槽電極架</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VBL0T2E	vBLOT2 二片膠轉漬槽電極架	1個	VBL0T4E	vBLOT4 四片膠轉漬槽電極架	1個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VLID</td><td>vPAGE/v2PAGE/vBLOT2 上蓋 (含專用電纜線)</td><td>1個</td></tr><tr><td>V4LID</td><td>vBLOT4 上蓋 (含專用電纜線)</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VLID	vPAGE/v2PAGE/vBLOT2 上蓋 (含專用電纜線)	1個	V4LID	vBLOT4 上蓋 (含專用電纜線)	1個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VTANK</td><td>vPAGE/v2PAGE/vBLOT2 下槽</td><td>1個</td></tr><tr><td>V4TANK</td><td>vBLOT4 下槽</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VTANK	vPAGE/v2PAGE/vBLOT2 下槽	1個	V4TANK	vBLOT4 下槽	1個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VPC</td><td>專用電纜線 (紅/黑)</td><td>1組</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VPC	專用電纜線 (紅/黑)	1組		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VBL0T2TC</td><td>vBLOT2 三明治夾板</td><td>2個/包</td></tr><tr><td>VBL0T4TC</td><td>vBLOT4 三明治夾板</td><td>2個/包</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VBL0T2TC	vBLOT2 三明治夾板	2個/包	VBL0T4TC	vBLOT4 三明治夾板	2個/包		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VBL0T2SP</td><td>vBLOT2 海綿墊 (110 x 80 mm)</td><td>5片/包</td></tr><tr><td>VBL0T4SP</td><td>vBLOT4 海綿墊 (94 x 78mm)</td><td>10片/包</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VBL0T2SP	vBLOT2 海綿墊 (110 x 80 mm)	5片/包	VBL0T4SP	vBLOT4 海綿墊 (94 x 78mm)	10片/包		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VBL0T2SPW</td><td>vBLOT2 海綿墊 (110 x 80 mm), 白色</td><td>5片/包</td></tr><tr><td>VBL0T4SPW</td><td>vBLOT4 海綿墊 (94 x 78mm), 白色</td><td>10片/包</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VBL0T2SPW	vBLOT2 海綿墊 (110 x 80 mm), 白色	5片/包	VBL0T4SPW	vBLOT4 海綿墊 (94 x 78mm), 白色	10片/包	
產品編號	品名	包裝																																																																																			
vBLOT2	二片膠小型轉漬套組																																																																																				
VBL0T2MINI	*含vBLOT2轉漬電極架、vBLOT2三明治夾板 x 2、1組 vBLOT2海綿墊 x 5、冰盒 x 2 (不含槽蓋/下槽)																																																																																				
產品編號	品名	包裝																																																																																			
VBL0T2E	vBLOT2 二片膠轉漬槽電極架	1個																																																																																			
VBL0T4E	vBLOT4 四片膠轉漬槽電極架	1個																																																																																			
產品編號	品名	包裝																																																																																			
VLID	vPAGE/v2PAGE/vBLOT2 上蓋 (含專用電纜線)	1個																																																																																			
V4LID	vBLOT4 上蓋 (含專用電纜線)	1個																																																																																			
產品編號	品名	包裝																																																																																			
VTANK	vPAGE/v2PAGE/vBLOT2 下槽	1個																																																																																			
V4TANK	vBLOT4 下槽	1個																																																																																			
產品編號	品名	包裝																																																																																			
VPC	專用電纜線 (紅/黑)	1組																																																																																			
產品編號	品名	包裝																																																																																			
VBL0T2TC	vBLOT2 三明治夾板	2個/包																																																																																			
VBL0T4TC	vBLOT4 三明治夾板	2個/包																																																																																			
產品編號	品名	包裝																																																																																			
VBL0T2SP	vBLOT2 海綿墊 (110 x 80 mm)	5片/包																																																																																			
VBL0T4SP	vBLOT4 海綿墊 (94 x 78mm)	10片/包																																																																																			
產品編號	品名	包裝																																																																																			
VBL0T2SPW	vBLOT2 海綿墊 (110 x 80 mm), 白色	5片/包																																																																																			
VBL0T4SPW	vBLOT4 海綿墊 (94 x 78mm), 白色	10片/包																																																																																			

	<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>CAST-STG</td><td>密封防漏膠墊 (矽膠, 透明白)</td><td>5片/包</td></tr><tr><td>CAST-STGV2</td><td>密封防漏膠墊 (v2PAGE用)</td><td>5片/包</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	CAST-STG	密封防漏膠墊 (矽膠, 透明白)	5片/包	CAST-STGV2	密封防漏膠墊 (v2PAGE用)	5片/包		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VPAGE-EU</td><td>U 型密封圈</td><td>2條/包</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VPAGE-EU	U 型密封圈	2條/包		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VPAGE-EC</td><td>電極芯夾子</td><td>2個/包</td></tr><tr><td>V2PAGE-EC</td><td>電極芯夾子 (v2PAGE用)</td><td>2個/包</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VPAGE-EC	電極芯夾子	2個/包	V2PAGE-EC	電極芯夾子 (v2PAGE用)	2個/包		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VPAGE-EBP</td><td>主電極芯</td><td>1個</td></tr><tr><td>V2PAGE-EBP</td><td>主電極芯 (v2PAGE用)</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VPAGE-EBP	主電極芯	1個	V2PAGE-EBP	主電極芯 (v2PAGE用)	1個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VPAGE-EFP</td><td>共用電極芯</td><td>1個</td></tr><tr><td>V2PAGE-EFP</td><td>共用電極芯 (v2PAGE用)</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VPAGE-EFP	共用電極芯	1個	V2PAGE-EFP	共用電極芯 (v2PAGE用)	1個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>DUMMY</td><td>電泳槽替代檔板</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	DUMMY	電泳槽替代檔板	1個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>GEL-REL</td><td>剝膠鏟</td><td>5個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	GEL-REL	剝膠鏟	5個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>ROL</td><td>vBLOT Roller 滾輪</td><td>1支</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	ROL	vBLOT Roller 滾輪	1支	
產品編號	品名	包裝																																																																										
CAST-STG	密封防漏膠墊 (矽膠, 透明白)	5片/包																																																																										
CAST-STGV2	密封防漏膠墊 (v2PAGE用)	5片/包																																																																										
產品編號	品名	包裝																																																																										
VPAGE-EU	U 型密封圈	2條/包																																																																										
產品編號	品名	包裝																																																																										
VPAGE-EC	電極芯夾子	2個/包																																																																										
V2PAGE-EC	電極芯夾子 (v2PAGE用)	2個/包																																																																										
產品編號	品名	包裝																																																																										
VPAGE-EBP	主電極芯	1個																																																																										
V2PAGE-EBP	主電極芯 (v2PAGE用)	1個																																																																										
產品編號	品名	包裝																																																																										
VPAGE-EFP	共用電極芯	1個																																																																										
V2PAGE-EFP	共用電極芯 (v2PAGE用)	1個																																																																										
產品編號	品名	包裝																																																																										
DUMMY	電泳槽替代檔板	1個																																																																										
產品編號	品名	包裝																																																																										
GEL-REL	剝膠鏟	5個																																																																										
產品編號	品名	包裝																																																																										
ROL	vBLOT Roller 滾輪	1支																																																																										

	<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>COMB075-10</td><td>齒梳(), 0.75 mm, 10孔</td><td>5支/包</td></tr><tr><td>COMB075-15</td><td>齒梳, 0.75 mm, 15孔</td><td>5支/包</td></tr><tr><td>COMB100-10</td><td>齒梳, 1.0 mm, 10孔</td><td>5支/包</td></tr><tr><td>COMB100-15</td><td>齒梳, 1.0 mm, 15孔</td><td>5支/包</td></tr><tr><td>COMB150-10</td><td>齒梳, 1.5 mm, 10孔</td><td>5支/包</td></tr><tr><td>COMB150-15</td><td>齒梳, 1.5 mm, 15孔</td><td>5支/包</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	COMB075-10	齒梳(), 0.75 mm, 10孔	5支/包	COMB075-15	齒梳, 0.75 mm, 15孔	5支/包	COMB100-10	齒梳, 1.0 mm, 10孔	5支/包	COMB100-15	齒梳, 1.0 mm, 15孔	5支/包	COMB150-10	齒梳, 1.5 mm, 10孔	5支/包	COMB150-15	齒梳, 1.5 mm, 15孔	5支/包		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>GP075S</td><td>厚玻片, 0.75 mm邊條</td><td>5片/盒</td></tr><tr><td>GP100S</td><td>厚玻片, 1.0 mm邊條</td><td>5片/盒</td></tr><tr><td>GP150S</td><td>厚玻片, 1.5 mm邊條</td><td>5片/盒</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	GP075S	厚玻片, 0.75 mm邊條	5片/盒	GP100S	厚玻片, 1.0 mm邊條	5片/盒	GP150S	厚玻片, 1.5 mm邊條	5片/盒		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>SGP</td><td>短玻片</td><td>10片/盒</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	SGP	短玻片	10片/盒		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>CAST-LEVER</td><td>製膠基座彈簧夾</td><td>1個</td></tr><tr><td>CAST-ST</td><td>製膠基座</td><td>1個</td></tr><tr><td>CAST-STV2</td><td>製膠基座 (v2PAGE用)</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	CAST-LEVER	製膠基座彈簧夾	1個	CAST-ST	製膠基座	1個	CAST-STV2	製膠基座 (v2PAGE用)	1個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>CAST-FR</td><td>製膠支架</td><td>1個</td></tr><tr><td>CAST-FRV2</td><td>製膠支架 (v2PAGE用)</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	CAST-FR	製膠支架	1個	CAST-FRV2	製膠支架 (v2PAGE用)	1個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>VBL0T-CP</td><td>冰盒</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	VBL0T-CP	冰盒	1個		<table><tr><th>產品編號</th><th>品名</th><th>包裝</th></tr><tr><td>GEL-LG</td><td>10孔上樣托架</td><td>1個</td></tr></table>	產品編號	品名	包裝	GEL-LG	10孔上樣托架	1個	
產品編號	品名	包裝																																																																																				
COMB075-10	齒梳(), 0.75 mm, 10孔	5支/包																																																																																				
COMB075-15	齒梳, 0.75 mm, 15孔	5支/包																																																																																				
COMB100-10	齒梳, 1.0 mm, 10孔	5支/包																																																																																				
COMB100-15	齒梳, 1.0 mm, 15孔	5支/包																																																																																				
COMB150-10	齒梳, 1.5 mm, 10孔	5支/包																																																																																				
COMB150-15	齒梳, 1.5 mm, 15孔	5支/包																																																																																				
產品編號	品名	包裝																																																																																				
GP075S	厚玻片, 0.75 mm邊條	5片/盒																																																																																				
GP100S	厚玻片, 1.0 mm邊條	5片/盒																																																																																				
GP150S	厚玻片, 1.5 mm邊條	5片/盒																																																																																				
產品編號	品名	包裝																																																																																				
SGP	短玻片	10片/盒																																																																																				
產品編號	品名	包裝																																																																																				
CAST-LEVER	製膠基座彈簧夾	1個																																																																																				
CAST-ST	製膠基座	1個																																																																																				
CAST-STV2	製膠基座 (v2PAGE用)	1個																																																																																				
產品編號	品名	包裝																																																																																				
CAST-FR	製膠支架	1個																																																																																				
CAST-FRV2	製膠支架 (v2PAGE用)	1個																																																																																				
產品編號	品名	包裝																																																																																				
VBL0T-CP	冰盒	1個																																																																																				
產品編號	品名	包裝																																																																																				
GEL-LG	10孔上樣托架	1個																																																																																				

Biomate Buffer 買 二 送 一 (以低價者做為贈送)

● Western blot 相關緩衝液

貨號	品名	包裝	價格
BR120-1L/ 5L	10X TBS Buffer, pH7.6	1L/ 5 x 1L	800/ 2,000
BR140-1L/ 5L	10X Western Transfer Buffer	1L/ 5 x 1L	800/ 2,000
BR150-1L/5L	10X Tris Glycine SDS Running Buffer	1L/ 5 x 1L	800/ 2,000
BR300-1L	4X Resolving Gel Buffer	1L	1,500
BR310-1L	4X Stacking Gel Buffer	1L	1,500
BR620-1L	10X MOPS SDS Running Buffer	1L	1,500
BR510-1L	10X TBST	1L	1,000
BR540-1L	10X PBST	1L	1,000
BS-20-500	Western Blot Stripping Buffer	500ml	2,700
BR590-500	Ponceau S Staining Solution	500ml	1,500
BR600-25	5X Protein Sample Buffer	25ml	2,500

● Protein marker/ DNA Ladder 蛋白質及核酸電泳標準品

貨號	品名	包裝	價格
BR331-500	100bp plus DNA RTU Ladder, 100 bp ~1.5 kb	500µl	1,000
BR332-500	100bp +3K DNA RTU Ladder, 100 bp ~ 3 kb	500µl	1,000
BR341-500	1 kb DNA RTU Ladder, 250 bp ~ 10 kb	500µl	1,000
BR343-500	1 kb plus DNA RTU Ladder, 100 bp ~ 10 kb	500µl	1,000
B6XLB-1ML	6X DNA Loading Buffer	1000µl	300
BR0671	Pre-stained Protein Marker, 9~180 kDa	250µl x 2	2,400
BR1811	Pre-stained Protein Marker, 9~245 kDa	250µl x 2	3,000

● 核酸實驗緩衝液

貨號	品名	包裝	價格
BR410-100G/ 500G	Low EEO Agarose	100g/ 500g	4,000/ 9,000
BR160-1L	20X SSC Buffer, pH7.0	1L/ 5 x 1L	800/ 2,000
BR170-1L	10X TE	1L	800
BR190-1L	10X TBE	1L	1,000
BR200-1L	50X TAE	1L	1,000
BR350-1L	20X SSPE Buffer 1L	1L	1,500
BR610-1L	10X MOPS Buffer	1L	1,500

● 實驗常用緩衝液

貨號	品名	包裝	價格
BR110-1L/ 5L	10X PBS Buffer, pH7.4	1L/ 5 x 1L	800/ 2,000
BR130-1L/ 5L	10X Tris Glycine buffer (10X TG Buffer)	1L/ 5 x 1L	800/ 2,000
BR180-1L	0.5M EDTA	1L	800
BR210-1L	0.5M Tris-HCl, pH6.8	1L	1,000
BR220-1L	1M Tris-HCl, pH6.8	1L	1,000
BR230-1L	1M Tris-HCl, pH7.2	1L	1,000
BR240-1L	1M Tris HCl, pH7.4	1L	1,000
BR250-1L	1M Tris-HCl, pH7.5	1L	1,000
BR260-1L	1M Tris-HCl, pH8.0	1L	1,000
BR270-1L	1.5M Tris-HCl, pH8.8	1L	1,000
BR280-1L	2M Tris-HCl, pH8.0	1L	1,000
BR290-1L	RBC Lysis Buffer	1L	1,500
BR320-200 /1L	10% SDS Buffer	100ml x2/ 1L	1000/ 3,000

● 實驗常用藥品

貨號	品名	包裝	價格
BR420-1KG	Boric acid	1kg	2,800
BR430-5KG	Citric acid trisodium dihydrate	5kg	16,000
BR440-1KG	EDTA disodium dihydrate	1kg	3,200
BR450-1KG/5KG	Glycine	1kg/5kg	1,800/ 8,100
BR460-1KG/5KG	Sodium chloride	1kg/5kg	1,000/ 4,500
BR470-1KG/5KG	Tris	1kg/5kg	2,500/ 9,500
BR480-1KG	Urea	1kg	1,300
BR490-10G	IPTG	10g	4,800
BR500-1G	X-gal	1g	6,400
BR550-500G	SDS (Granule)	500g	5,500

● IHC 相關產品

貨號	品名	包裝	價格
BR520-1L	10X Sodium Citrate Buffer, pH6.0	1L	1500
BR530-1L	10X Tris-EDTA Buffer, pH 9.0	1L	1500
BR540-1L	10X PBST	1L	1,000
PHC02-20	I.S Circle Writer IHC專用筆 (Transparent, fine)	1支	2,000



來自加拿大的品質保證

電泳配膠的好選擇

ISO 9001:2008

產品編號	產品名稱	產品規格	價格
A0010	30% Acryl/Bis solution (29:1)	500ml	2,400
A0011	30% Acryl/Bis solution (37.5:1)	500ml	2,400
AB0020	ATP (Adenosine 5'-triphosphate Disodium Salt)	5g	900
AB0032	Ammonium bicarbonate	500g	1,250
AB0072	Ammonium Persulfate (APS)	25g	1,150
AD0013	Adenine	25g	1,650
AD0023	BSA (Albumin, Bovine, heat shock isolation pH 7.0)	25g	2,050
ADB0032	Ammonium Acetate	500g	950
ADB0034	Ammonium Chloride	500g	1,400
ADB0040	Ammonium Phosphate, Dibasic	500g	1,650
ADB0042	Ammonium Phosphate, Monobasic	500g	1,550
ADB0060	Ammonium Sulfate	500g	950
BB0044	Boric Acid	500g	1,100
BB0072	BCIP (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-Phosphate-p-Toluidine Salt)	100mg	1,650
BB0083	X-Gal (5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-b-D-alactopyranoside)	1g	3,150
BB0266	Bicine	100g	1,800
CB0031	CAPSO, free acid	50g	2,050
CB0035	Sodium Citrate, Trisodium salt, Dihydrate	500g	1,000
CB0037	Coomassie Brilliant Blue R-250	25g	2,000
CB0055	Citric Acid, Anhydrous	1kg	2,600
CB0108	CTAB (Cetyltrimethyl Ammonium Bromide)	500g	5,050
CB0115	CHES, 2-(N-Cyclohexylamino) Ethanesulfonic Acid	50g	1,200
CB0265	Calcium Sulfate, Dihydrate	500g	1,500
CD0050	Calcium Chloride, Dihydrate	500g	1,400
CDB0054	Cesium chloride	250g	9,350
D0121	DEPC Water	500ml	1,250
D0197	Ethidium Bromide (10 mg/ml Solution)	5ml	600
D0231	Dimethyl Sulfoxide (DMSO)	500ml	1,900

產品編號	產品名稱	產品規格	價格
DB0058	DTT, DL-Dithiothreitol (Cleland's reagent)	5g	2,750
DB0154	DEPC (Diethyl pyrocarbonate)	25ml	3,350
DB0483	Sodium Chloride	500g	550
DD0058	dNTP Set (100mM each)	4 x 0.1ml	2,900
DD0649	DNase I (RNase free)	50KU	65,000
EB0185	EDTA, Disodium Salt, Dihydrate	500g	1,600
EB0195	Ethidium Bromide	5g	4,950
FB0213	D(-)-Fructose	500g	850
G9764	Gelatin	100g	1,050
GB0218	D-Glucose, Monohydrate	500g	850
GB0219	D-Glucose, Anhydrous	1kg	1,400
GB0221	L-Glutamic Acid	500g	1,750
GB0232	Glycerol	500ml	1,250
GB0242	Guanidine Hydrochloride	500g	5,500
GB0244	Guanidine Thiocyanate	250g	5,150
GDR0244-MBG	Guanidine Thiocyanate (GITC, CAS #593-84-0)	1kg	20,650
HB0264	HEPES, Free Acid	250g	4,000
HB0265	HEPES, Sodium Salt	250g	4,700
IB0168	IPTG (CAS #367-93-1)	5g	3,850
LDB0307	Lithium Chloride, Anhydrous	250g	1,750
LDB0308	Lysozyme	5g	1,600
MB0326	Magnesium Acetate, Tetrahydrate	500g	2,000
MB0328	Magnesium Chloride, Hexahydrate	500g	1,100
MB0329	Magnesium Sulfate, Heptahydrate	500g	1,250
MB0331	Manganese Chloride, Tetrahydrate	1 kg	3,850
MB0334	Manganese Sulfate, Monohydrate	500g	2,050
MB0335	D-Mannitol	500g	2,150
MB0338	2-Mercaptoethanol	100ml	1,250
MB0341	MES, Free acid, Monohydrate	100g	2,200
MB0360	MOPS, Free acid	500g	8,800
MB0554	D-Mannose	25g	1,600
NB0365	pNPP-Na (para-Nitrophenylphosphate)	5g	1,250
NDB0379	Nitroretazolium blue chloride (NBT)	1g	3,850
PB0420	Phenol Red	25g	1,650

產品編號	產品名稱	產品規格	價格
PB0425	Phenylmethyl Sulfonyl Fluoride (PMSF)	5g	3,200
PB0431	Polyethylene Glycol 4000 (PEG 4000)	500g	1,050
PB0432	Polyethylene Glycol 6000 (PEG 6000)	500g	1,050
PB0433	Polyethylene Glycol 8000 (PEG 8000)	500g	1,050
PB0436	Polyvinylpyrrolidone, PVP-40	250g	2,500
PB0439	Potassium Carbonate, Anhydrate	500g	1,400
PB0440	Potassium Chloride	500g	1,650
PB0441	Potassium Hydroxide	500g	1,800
PB0445	Potassium Phosphate, Monobasic, Anhydrous	500g	1,650
PB0447	Potassium Phosphate, Dibasic, Anhydrous	500g	1,650
PB0451	Proteinase K (>30 U/mg)	50mg	2,800
PD0444	Potassium Nitrate	500g	1,650
PDB0434	PIPES, Sodium Salt	100g	3,050
RB0473	RNase A	25mg	1,050
SB0482	Sodium Bicarbonate	500g	700
SB0491	D-Sorbitol	500g	700
SB0498	Sucrose	500g	750
SB0617	Sodium Hydroxide	500g	2,750
SB0878	Sodium Phosphate, Monobasic, Anhydrous	500g	1,700
SB1611	Sodium Acetate, Anhydrate	500g	1,250
SD0480	Sodium Borate, Decahydrate	500g	700
SD0621	Sodium Nitrite	500g	1,450
SD7002	LB Broth (Miller)	250g	1,500
SD7019	2x YT Broth	250g	1,700
SDB0486	Sodium Lauroyl Sarcosine	250g	3,200
SDB0487	Sodium Phosphate, Dibasic, Heptahydrate	500g	1,250
T0793	Thiazoyl blue tetrazolium bromide (MTT)	5g	9,550
TB0198	Triton X-100 (PEG t-octylphenyl ether)	500ml	1,200
TB0508	TEMED	25ml	1,250
TB0560	Polyoxyethylene-20 (Twee 20)	500ml	1,350
TDB0546	Tricine buffer, Free acid	100g	2,050
TG217	Tryptone (Powder)	500g	3,650
UB0148	Urea	500g	650
XB0005	Xylene Cyanol FF	5g	750

■ Quantikine ELISA kit 即用型，業界金標準的ELISA kit

- 被引用最多次的 ELISA kit：擁有 >25,000 篇論文引用
- 為優化 & 即用型的 kit：使用最適用之抗體對 (antibody pair) 及配方優化的稀釋液 (optimized antibody diluent)
- 優異的品質及高度的再現性：同樣的樣品，不同時間測都有同樣的趨勢 (明天測、下禮拜測、明年測的結果都一致)
- All in one，內附 ELISA 所需試劑及耗材，並提供完整操作手冊
- 附 Pre-coated plate，實驗結果一致且穩定，避免人為操作的變異 (variation)
- 產品多元、物種多樣化 (包含了適用於人類、小鼠、大鼠及其他物種檢測的套組)
- 另有快速型 QuickKit, 高靈敏度 (Quantikine HS ELISA kit) 及 冷光型式 QuantiGlo™ ELISA kit

➤ Human Quantikine ELISA kit

名稱	貨號	名稱	貨號
Human IL-6 Quantikine ELISA Kit	D6050B	Human Erythropoietin IVD Quantikine ELISA Kit	DEP00
Human VEGF Quantikine ELISA Kit	DVE00	Human IL-10 Quantikine ELISA Kit	D1000B
Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit	DTA00D	Human MMP-9 Quantikine ELISA Kit	DMP900
Human/Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF-beta 1 Quantikine ELISA	DB100C	Human IGF-I/IGF-1 Quantikine ELISA Kit	DG100B
Human IL-6 Quantikine HS ELISA	HS600C	Human Leptin Quantikine ELISA Kit	DLP00
Human IL-8/CXCL8 ELISA Quantikine Kit	D8000C	Human GDF-15 Quantikine ELISA Kit	DGD150
Human IFN-gamma Quantikine ELISA Kit	DIF50C	Human CD14 Quantikine ELISA Kit	DC140
Human TNF-alpha Quantikine HS ELISA	HSTA00E	Human IL-2 Quantikine ELISA Kit	D2050
Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit	DLB50	GDF-8/Myostatin Quantikine ELISA Kit	DGDF80
Human CCL2/MCP-1 Quantikine ELISA Kit	DCP00	Human Lipocalin-2/NGAL Quantikine ELISA Kit	DLCN20

➤ Mouse Quantikine ELISA kit

名稱	貨號	名稱	貨號
Mouse TNF-alpha Quantikine ELISA Kit	MTA00B	Mouse/Rat IGF-I/IGF-1 Quantikine ELISA Kit	MG100
Mouse IL-6 Quantikine ELISA Kit	M6000B	Mouse IL-17 Quantikine ELISA Kit	M1700
Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit	MLB00C	Mouse IL-4 Quantikine ELISA Kit	M4000B
Human/Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF-beta 1 Quantikine ELISA	DB100C	Mouse CXCL2/MIP-2 Quantikine ELISA Kit	MM200
Mouse IFN-gamma Quantikine ELISA Kit	MIF00	Mouse Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA Kit	MRP300
Mouse IL-10 Quantikine ELISA Kit	M1000B	Mouse IL-13 Culture Media Quantikine ELISA	M1300CB
Mouse CXCL1/KC Quantikine ELISA Kit	MKC00B	Mouse Lipocalin-2/NGAL Quantikine ELISA Kit	MLCN20
Mouse/Rat Leptin Quantikine ELISA Kit	MOB00B	Total MMP-2 Quantikine ELISA Kit	MMP200
Mouse VEGF Quantikine ELISA Kit	MMV00	Human/Mouse/Rat Activin A Quantikine ELISA Kit	DAC00B
Mouse CCL2/JE/MCP-1 Quantikine ELISA Kit	MJE00B	Mouse IL-12 p70 Quantikine ELISA Kit	M1270

■ 抗體微矩陣 Proteome Profiler™ Antibody Array

- 可避免交叉反應：精心選用的目標蛋白，避免增加受體與配體間的交叉反應 (cross-reactivity)
- 使用高特異性的抗體、偽陽性訊號少：使用業界金標準的 Quantikine® ELISA 驗證假陽性或偽陰性
- 背景乾淨：使用高品質的抗體、專業化的緩衝液及可靠的化學冷光檢測系統
- 可避免過曝、導致訊號遺失：穩定的化學冷光檢測系統，提供穩定可靠的訊號，可進行多次連續曝光

➤ 偵測分泌型蛋白表現 (Multiplex Extracellular Target Analytes)

品名	偵測物種	貨號
Cytokine Antibody Array	Human	ARY005B
	Mouse	ARY006
	Rat	ARY008
XL Cytokine Antibody Array	Human	ARY022B
	Mouse	ARY028
	Rat	ARY030
XL Oncology Antibody Array	Human	ARY026
	Human	ARY024
Adipokine Antibody Array	Mouse	ARY013
	Rat	ARY016
	Human	ARY007
Angiogenesis Antibody Array	Mouse	ARY015
	Human	ARY017
Chemokine Antibody Array	Mouse	ARY020
Human Protease Antibody Array	Human	ARY021B
Human Protease Inhibitor Antibody Array	Human	ARY023
Human Protease/Protease Inhibitor Antibody Array	Human	ARY025
Human Soluble Receptor Antibody Array, Non-Hematopoietic Panel	Human	ARY012

➤ 偵測胞內蛋白表現 (Multiplex Intracellular Target Analytes)

品名	偵測物種	貨號
Phospho-RTK Antibody Array	Human	ARY001B
	Mouse	ARY014
Human Phospho-Kinase Antibody Array	Human	ARY003C
Human Cell Stress Antibody Array	Human	ARY018
Apoptosis Array	Human	ARY009
	Mouse	ARY031
Human Pluripotent Stem Cell Antibody Array	Human	ARY010
Human Phospho-Immunoreceptor Antibody Array	Human	ARY004B
Human Ubiquitin Antibody Array	Human	ARY027
Human NFkB Pathway Antibody Array	Human	ARY029

■ DuoSet ELISA 自行coating，經濟實惠

- 每組 set 可用於 5盤 及/或 15盤 96 well plate 反應，並附完整操作手冊
- 產品內容物：Capture antibody, biotinylated detection antibody, Streptavidin-HRP 及 mass-calibrated standard
- 另有 DuoSet IC (Intracellular) 可定量細胞裂解液 (cell lysate) 的胞內蛋白表現
- 建議搭配 DuoSet Ancillary Reagent Kits 使用，效果更佳 <請參照原廠說明書建議>

名稱	貨號	名稱	貨號
Human IL-6 DuoSet ELISA	DY206	Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA	DY401
Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA	DY201	Mouse TNF-alpha DuoSet ELISA	DY410
Human IL-10 DuoSet ELISA	DY217B	Mouse IFN-gamma DuoSet ELISA	DY485
Human IL-8/CXCL8 DuoSet ELISA	DY208	Mouse IL-10 DuoSet ELISA	DY417
Human VEGF DuoSet ELISA	DY293B	Mouse IL-6 DuoSet ELISA	DY406
Human TNF-alpha DuoSet ELISA	DY210	Mouse CCL2/JE/MCP-1 DuoSet ELISA	DY479
Human CCL2/MCP-1 DuoSet ELISA	DY279	Mouse TGF-beta 1 DuoSet ELISA	DY1679
Human CXCL10/IP-10 DuoSet ELISA	DY266	Mouse IL-4 DuoSet ELISA	DY404
Human IL-2 DuoSet ELISA	DY202	Mouse IL-13 DuoSet ELISA	DY413
Human IL-17 DuoSet ELISA	DY317	Mouse CXCL2/MIP-2 DuoSet ELISA	DY452

■ DuoSet Ancillary reagents

名稱	貨號	名稱	貨號
DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 1	DY007B	DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 1	DY007C
DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2	DY008B	DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2	DY008C
DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 3	DY009B	DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 3	DY009C
Reagent Diluent Concentrate 1 (21 mL buffered protein base)	DY997	Substrate Reagent Pack (12 mL x 16 TMB substrate)	DY999B
Reagent Diluent Concentrate 2 (5 x 21 mL 10% BSA)	DY995	TMB Substrate Pack (250 mL)	DY999B-250
Reagent Diluent Concentrate 3 (5X) (10 x 21 mL 25% Tween® 20 solution in PBS)	DY004	TMB and Stop Solution Pack (250 mL TMB Substrate + 250 mL Stop Solution)	DYTMBS0
Streptavidin-HRP (5 x 1 mL)	DY998	Stop Solution 2N Sulfuric Acid (15 x 6 mL)	DY994
Substrate Reagent Pack (8 x 12 mL Color Reagent A+ 8 x 12 mL Color Reagent B)	DY999	Methanesulfonic Acid Stop Solution (16 x 12 mL)	DY994B
Substrate Reagent Pack (12 mL x 8 Color Reagent A + 12 mL x8 Color Reagent B)	DY999	Methanesulfonic Acid Stop Solution (250 mL)	DY994B-250

■ 高效能重組蛋白 Recombinant protein

- 高生物活性：使用不同檢測方法評估每種蛋白的生物活性
- 高純度：蛋白質純度 >95%，且其內毒素含量 <0.1 EU/ μg
- 批次間一致性高：每個新批號皆與之前的批號進行平行測試，確保其再現性
- 高文獻引用率：常用於幹細胞及類器官的培養，在科學文獻中被廣泛引用
- 長期穩定性：蛋白經過多次凍融 (freeze & thaw) 確保緩衝液具有長期穩定性
- 提供 RUO 至 GMP 等級蛋白，可輕易轉換：不同級別蛋白皆源自相同克隆、序列和表達系統

名稱	貨號	名稱	貨號
Recombinant Human EGF Protein, CF	236-EG	Recombinant Mouse M-CSF Protein	416-ML
Recombinant Human BMP-4 Protein	314-BP	Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein	338-AC
Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein	338-AC	Recombinant Mouse IL-4 Protein	404-ML
Recombinant Human IL-1 beta/IL-1F2 Protein	201-LB	Recombinant Mouse IFN-gamma Protein	485-MI
Recombinant Human IFN-gamma Protein	285-IF	Recombinant Mouse GM-CSF Protein	415-ML
Recombinant Human Wnt-3a Protein	5036-WN	Recombinant Mouse IL-6 Protein	406-ML
Recombinant Human IL-6 Protein	7270-IL	Recombinant Mouse TNF-alpha Protein	410-MT
Recombinant Human GM-CSF Protein	7954-GM	Recombinant Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Protein	401-ML
Recombinant Human IL-4 Protein	6507-IL	Recombinant Human/Mouse Wnt-5a Protein	645-WN
Recombinant Human IL-3 Protein	203-IL	Recombinant Mouse EGF Protein, CF	2028-EG

■ Cultrex Basement Membrane Extracts (BME) 基底膜萃取物

- 各批次間穩定的低內毒素含量及高蛋白質濃度
- 3D 培養應用中，具一致的膠凝速率 及 最佳的拉伸強度 (tensile strength)
- 不同批次間的主要組成蛋白穩定
- 選擇多樣：供低含量生長因子 (Reduced Growth Factor, RGF)、含或不含酚紅 (phenol red) 版本

應用	品名	不含酚紅 (Without Phenol red)	含酚紅 (With Phenol red)	(相對於) c 牌的貨號
幹細胞、類器官、3D培養	Cultrex UltiMatrix	BME001-05 (RGF)	-	356255, 354248, 354262, 354263
一般細胞培養	Cultrex Basement Membrane Extract, Type 1	3432-010-01	3432-010-01P	356234, 354234, 356237, 356232, 356235, 356254
		3433-010-01 (RGF)	3433-010-01P (RGF)	356230, 354230, 356231, 356252, 356238, 356253, 356239
類器官 (Organoid)	Cultrex Basement Membrane Extract, Type 2	3532-010-02	3532-010-02P	356255
		3533-010-02 (RGF)	3533-010-02P (RGF)	
		3536-005-02 (RGF, Select)	-	-
較難培養的類器官	Cultrex Basement Membrane Extract, Type R1	3433-010-R1	-	356255
異體移植 / 腫瘤移植 (Xenograft, Tumor graft)	Cultrex Basement Membrane Extract, Type 3	3632-010-02	3632-010-02P	-
幹細胞	Cultrex Stem Cell Qualified Basement Membrane Extract	3434-010-02 (RGF)	-	354277, 356277, 356278
		3434-050-RTU (RGF, ReadyBME)		-
3D培養	Cultrex 3-D Culture Matrix	3445-010-01 (RGF)	-	-



- 高效能 細胞生長檢測試劑
CellCount™ Cell Counting Kit-8 (CCK-8)
- 主要成分：CCK-8 (WST-8)

● 產品用途：細胞生長測定、藥物敏感性試驗

● 吸光值：檢測 OD450 讀值

● 操作用量：每瓶 5mL，可操作 500 tests (5個96孔盤)

● 保存條件：-20°C, 24個月



相較於MTT或XTT檢測法，CCK-8具有以下優點：

- ✓ 單一劑型容易操作
- ✓ 反應物水溶性更佳
- ✓ 只需1小時反應 (MTT需4小時)
- ✓ 毒性極小，細胞檢測後仍可持續培養
- ✓ 檢測範圍廣 (1,000-25,000 cells/well)

貨號	包裝	定價
CC02-01	5 mL (500 assays)	3,200
CC02-06	5 mL x 6 (3,000 assays)	13,440
CC02-20	5 mL x 20 (10,000 assays)	38,400
CC03-01	CCK-8 powder 每瓶可回溶至 5 mL (500 assays)	3,200
CC03-10	CCK-8 powder 每瓶可回溶至 5 mL (共 5000 assays)	19,200


■ 蛋白質定量試劑 (BCA/ Bradford) Protein Assay Kit

➢ Dual-range BCA Protein Assay Kit

產品貨號	產品包裝	產品特點	定價
BC03-500	500ml Reagent A +12ml Reagent B + 2mL x 5 BSA Standard (2 mg/ml)	● 靈敏度高，可達到 5-2,000 μg/mL ● BCA 對介面活性劑 (detergent) 具有高耐受性，不易受其影響 ● 可使用96孔盤或cuvette偵測 ● 特別適合膜蛋白質分離後之定量 ● 測定快速，30 分鐘可完成測定，比Lowry 法快4 倍	3,780

➢ Dual-range Bradford Protein Assay Kit

產品貨號	產品包裝	產品特點	定價
BR01-500	1X, 500 mL	● 靈敏度高，可達到 1-1,000 μg/mL ● 低濃度靈敏度高	1,600
BR05-500	5X, 500 mL	● 低濃度靈敏度高 ● 可用於 96孔盤 和 cuvette 型式	4,500
BR05-500-K	5X, 500mL + 2mL x 5 BSA Standard	● 簡單快速 ● 不易受還原劑干擾 ● 還原劑耐受性高於 BCA 定量法	5,300



客戶發表包含：WB、ELISA、IHC、LFA 等不同用途




■ 西方墨點遮蓋液 (Blocking Buffer)


產品名稱	產品貨號	產品特點	定價
1分鐘 Protein-Free 西方墨點法遮蓋液	BM01-500	● 快速 Blocking，只需1分鐘 ● 用於稀釋抗體，延長抗體使用時間 ● 純化學配方，適合用於磷酸化蛋白質偵測 ● 應用廣泛：適合各種需要西方墨點法遮蓋液之免疫學實驗 ● 有效提升訊號，可減少蛋白質與抗體用量或壓片時間	3,360
Protein-Free 西方墨點遮蓋液	BF01-1L	● 無蛋白質：杜絕西方墨點法遮蓋液與蛋白樣本的交互作用 ● 無磷酸化蛋白：適用於偵測磷酸化蛋白 ● 應用廣泛：適合各種需要西方墨點法遮蓋液之免疫學實驗 ● 提高靈敏度：可減少壓片時間與抗體用量	3,780
西方墨點遮蓋液	BP01-1L	● 優異遮蔽：可降低背景雜訊，使目標蛋白更清晰 ● 無biotin：適用於biotin-avidin系統	3,470

■ 其他產品及不同規格資訊

貨號	品名 / 規格	定價
RP05-100	RIPA Cell Lysis Buffer, 5X, 100 mL 細胞裂解液	2,100
RP05-500	RIPA Cell Lysis Buffer, 5X, 500 mL 細胞裂解液	7,510
EP05-30	ExtractPRO Protein Extraction Reagent, 30 mL 全蛋白質萃取試劑組	4,200
SBN06-15	6x Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing, 15 mL 樣品緩衝液	2,100
SBR06-15	6x Laemmli SDS Sample Buffer, reducing, 15 mL 樣品緩衝液	2,100
BC03-500	Dual-Range BCA Protein Assay Kit (for 25 plates) BCA 蛋白質定量試劑套組 500 mL reagent A + 12 mL reagent B + 1 mL x 10 BSA Standard (2 mg/mL)	3,780
BR01-500	Dual-Range Bradford Reagent, 1X (for 25 plates), 500mL Bradford蛋白質定量試劑，一倍	1,600
BR05-500	Dual-Range Bradford Reagent, 5X (for 125 plates), 500mL Bradford蛋白質定量試劑	4,500
BR05-500-K	Dual-Range Bradford Protein Assay Kit, 5X (for 125 plates) Bradford蛋白質定量試劑套組 (含BSA) 500 mL reagent + 2 mL x 5 BSA standard (2 mg/mL)	5,300
AS02-2ML	Bovine Serum Albumin Standard (2 mg/mL) 2mL x 5 牛血清白蛋白標準品	1,260
BF10-100	BlockPRO Protein-Free Blocking Buffer, 10X, 100 mL 西方墨點法遮蓋液 Protein-free	3,780
BF20-50P	BlockPRO Protein-Free Blocking Buffer, 20X, 2.5 mL x 20 西方墨點法遮蓋液 Protein-free	3,780
BM10-100	BlockPRO 1 Min Protein-Free Blocking Buffer, 10X, 100 mL 一分鐘西方墨點法遮蓋液 Protein-free	6,050
LH03-10	LuminolPen HRP system 冷光筆 <WB Transfer 後, Blocking 前畫> 約可畫 100 張 Marker	1,500
LH03-50	LuminolPen HRP system 冷光筆 <WB Transfer 後, Blocking 前畫> 約可畫 1000 張 Marker	4,000
VC01-250	VisColor Pre-Stained Protein Marker, 250 μL 預染蛋白質標準液	1,500
VC01-500	VisColor Pre-Stained Protein Marker, 500 μL 預染蛋白質標準液	2,800
VC03-250	VisColor Full-Range Pre-Stained Protein Marker, 250 μL 全範圍預染蛋白質標準液	1,500
VC03-500	VisColor Full-Range Pre-Stained Protein Marker, 500 μL 全範圍預染蛋白質標準液	2,800
RB10-1L	SDS-PAGE Running Buffer , 10X (Tris-Glycine SDS, pH 8.3), 500 mL x 2 緩衝液	1,050
RB500P	SDS-PAGE Running Buffer (20 packs) 電泳緩衝液 <粉末組合包, 每包於使用前需加入 500 mL dd H ₂ O 回溶成 1X>	1,390
PBS10-1L	PBS Buffer, 10X 500 mL x 2 緩衝液	1,050
PBST10-1L	PBS Tween-20 Buffer, 10X, 500 mL x 2 緩衝液	1,050
TBS10-1L	TBS Buffer, 10X, 500 mL x 2 緩衝液	1,050
TBST10-1L	TBS Tween-20 Buffer, 10X, 500 mL x 2 緩衝液	1,050
TBST200P	TBS Tween-20 Buffer, 25X (30 packs), 濃縮緩衝液組合包 (30 包) <每包於使用前需加入 200 mL dd H ₂ O>	2,080
WTB10-1L	Western Blot Transfer Buffer, 10X (Tris-Glycine, pH 8.3), 500 mL x 2 緩衝液	1,050
WTB500P	Western Blot Transfer Buffer (20 packs), 濃縮緩衝液組合包 (20 包) <每包使用前需加入 500mL dd H ₂ O 回溶成 1X>	1,390

■ 西方墨點法冷光試劑 (ECL) >>>提供4種不同敏感度等級可選擇

品名 (貨號)	LumiFlash Prime (LF-01)	LumiFlash Ultima (LF-08)	LumiFlash Infinity (LF-16)	LumiFlash Femto (LF-24)
影像				
特點	價格經濟的入門級ECL	性價比高，發光時間較長，適用於多數 WB實驗的需求	高靈敏度	超高靈敏度發光時間長
靈敏度	中~高 pg	低pg~高fg	高 fg	低~中 fg
持續度	6小時	6-12小時	6小時	8小時
抗體建議稀釋倍數	1st 1 : 1,000 2nd 1 : 5,000~1 : 100,000	1st 1 : 1,000 2nd 1 : 10,000~1 : 200,000	1st 1 : 5,000 2nd 1 : 50,000~1 : 250,000	1st 1 : 5,000 2nd 1 : 50,000~1 : 500,000
規格	LF01-500 : 250+250mL	LF08-500 : 250+250mL	LF16-500 : 250+250mL	LF24-100 : 50+50mL
定價	4,200	6,300	8,400	9,450
VS. A牌	-	WesternBright ECL	Quantum	Sirius
VS. B牌	-	Clarity		Clarity Max
VS. C牌	-	Prime	-	Select
VS. M牌	-	Crescendo	Forte	-
VS. P牌	Plus	ECL Pro	Ultra	
VS. T牌	Pico plus	Dura	-	Femto



■ 冷光影像系統 Vü- C **New!!!**

- 5100萬像素高解析度
- 採用 Scanning Sensor Array 專利技術，全自動智能影像擷取流程
- 無需暗箱、CCD系統的冷卻結構與濾光輪
- 超輕巧體積 (39x35.5x18cm)，僅8kg
- 樣品尺寸：最大10x10cm

pop bio



預約展示請洽詢

分生相關試劑


任選二件9折、三件8折 (qPCR預混液除外)

異曲同工

無縫選殖：將多個片段按照你要的順序和方向接上載體

ClonExpress Ultra One Step Cloning Kit (Recombinase Ligation)：

與In-Fusion (Exonuclease Ligation) 原理各異，但使用「相同操作方式」獲得相同結果，價格只要1/3





C116 可接合5個片段
ClonExpress Ultra
One Step Cloning Kit V2



C117 可接合11個片段
ClonExpress Ultra
One Step Cloning Kit V3

DNA萃取套組或相關產品

分類	貨號	品名	包裝	價格
質體萃取套組 Plasmid DNA Extraction	DC201-01	FastPure Plasmid Mini Kit	100 rxns	2,200
	DC203-01	FastPure EndoFree Plasmid Mini Kit	50 rxns	2,200
	DC205-01	FastPure EndoFree Plasmid Midi Kit	10 rxns	2,900
	DC202-01	FastPure EndoFree Plasmid Maxi Kit	10 rxns	4,300
染色體萃取套組 Genomic DNA (gDNA) Extraction (Column)	DC102-01	FastPure Cell/Tissue DNA Isolation Mini Kit	100 rxns	2,800
	DC112-01	FastPure Blood/Cell/Tissue/ Bacteria DNA Isolation Mini Kit	50 rxns	3,500
	DC112-02		200 rxns	12,000
膠體回收/PCR淨化套組 Gel Extraction & PCR Clean-up	DC301-01	FastPure Gel DNA Extraction Mini Kit	100 rxns	3,500
核酸萃取相關產品 Nucleic Acid Isolation Related Products	P073-01	RoomTemp Sample Lysis Kit	250 rxns	3,600
	P073-02		1,000 rxns	12,100
	R504-01	RNase, RNA and DNA Remover	250 ml	3,300
	DE102-01	Proteinase K (20 mg/ml)	1 ml	650
	DE103-01	Lysozyme	200 mg	400
	DE111-01	RNase A (100 mg/ml)	500 µl	2,500

PCR相關酵素及試劑

	貨號	品名	包裝	價格
常規 PCR Conventional PCR	P101-03	Taq DNA Polymerase (Mg ²⁺ plus buffer)	10,000 U	12,600
	P111-03	2 × Taq Master Mix	50 × 1 ml	12,600
	P112-01	2X Taq Master Mix	5 × 1 ml	1,600
	P112-02	(Dye Plus)	15 × 1 ml	4,300
	P112-03		50 × 1 ml	12,600
高校正率 (高準確率) PCR High Fidelity PCR	P521-d1	Phanta Flash DNA Polymerase	100 U	2,800
	P521-d2		500 U	10,000
	P521-d3		1,000 U	18,800
	P510-01	2 × Phanta Flash Master Mix	1 ml	2,500
	P510-02		5 × 1 ml	6,700
	P510-03		15 × 1 ml	18,800
	P520-01	2 × Phanta Flash Master Mix (Dye Plus)	1 ml	2,500
	P520-02		5 × 1 ml	6,700
	P520-03		15 × 1 ml	18,800
	P505-d1	Phanta Max DNA Polymerase	100 U	2,800
	P505-d2		500 U	10,000
	P505-d3		1,000 U	18,800
	P515-01	2 × Phanta Max Master Mix	1 ml	2,000
	P515-02		5 × 1 ml	5,400
	P515-03		15 × 1 ml	15,000
	P525-01	2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)	1 ml	2,000
	P525-02		5 × 1 ml	5,400
	P525-03		15 × 1 ml	15,000
	P516-01	2 × Phanta UniFi Master Mix	1 ml	2,200
	P516-02		5 × 1 ml	7,000
	P516-03		15 × 1 ml	18,800
高產量 PCR High-Yield PCR	P526-01	2 × Phanta UniFi Master Mix (Dye Plus)	1 ml	2,200
	P526-02		5 × 1 ml	7,000
	P526-03		15 × 1 ml	18,800
	P211-03	2X Taq Plus Master Mix	50 × 1 ml	22,000
	P213-01	2X Taq Plus Master Mix (Dye Plus)	5 × 1 ml	2,600
快速型 PCR Rapid PCR	P213-02		15 × 1 ml	7,000
	P213-03		50 × 1 ml	22,000
	P223-01	2X Rapid Taq Plus Master Mix (Dye Plus)	5 × 1 ml	2,800
多重擴增 PCR Multiplex PCR	P223-02		15 × 1 ml	7,600
	P223-03		50 × 1 ml	21,600
	PM201-01	Taq Pro Multiplex DNA Polymerase (High sensitivity)	200 rxns	3,900
	PM201-02		1,000 rxns	15,700
粗萃樣品 PCR Direct PCR	PM202-01	Taq Pro Multiplex DNA Polymerase (High specificity)	200 rxns	3,900
	PM202-02		1,000 rxns	15,700
PCR相關產品 PCR Related Products	PD111-01	One Step Mouse Genotyping Kit V2	200 rxns	6,300
	PD105-02	Plant Direct PCR Kit	200 rxns	6,900
	P021-01	PCR Enhancer	500 µl	400
	P021-02		5 × 500 µl	1,700
	P031-01	dNTP Mix (10 mM each)	1 ml	1,100
	P031-02		5 × 1 ml	4,700
	P033-01	dUTP (100 mM)	1 ml	5,000
	P034-01	dATP (100 mM)	1 ml	5,000
	P035-01	dTTP (100 mM)	1 ml	5,000
	P036-01	dCTP (100 mM)	1 ml	5,000
	P037-01	dGTP (100 mM)	1 ml	5,000
	P051-01	Heat-labile UDG	100 U	2,800
	P051-02		500 U	12,500
核酸安全染劑 DNA Gel Stain	GR501-01	Ultra GelRed (10,000 X)	0.5 ml	2,300
	GR501-02		10 × 0.5 ml	請洽詢

Vazyme Biotech是一家致力於生物活性蛋白(如酵素)設計、製造和應用的全球技術和服務供應商，其核心技術已應用在生命科學、體外診斷、生物醫學等領域。目前開發了600多種基因工程重組酶，在分生領域推出了包含高通量定序(NGS)建庫系列、PCR系列、qPCR系列、分子克隆系列、逆轉錄系列、Bio-assay多種系列之生物試劑產品，其品質及價格皆不輸國外各大品牌。

Cloning方式

分類	貨號	品名	包裝	價格
傳統 Cloning (T4 Ligase)	C301-01	T4 DNA Ligase (400 U/µl)	40,000 U	1,300
	C311-01	5min Universal Ligation Mix	50 rxns	3,200
	C311-02		100 rxns	5,000
TOPO Cloning (Topoisomerase)	C603-01	Ultra-Universal TOPO Cloning Kit	20 rxns	4,200
	C603-02		40 rxns	7,500
快速Cloning (Recombinase)	C116-01	ClonExpress Ultra One Step Cloning Kit V2	20 rxns	4,700
	C116-02		40 rxns	7,500
	C117-01	ClonExpress Ultra One Step Cloning Kit V3	20 rxns	5,700
	C117-02		40 rxns	9,500

RNA萃取試劑及套組

分類	貨號	品名	包裝	價格
總量RNA萃取 Total RNA Extraction	有機溶劑萃取法 (Organic solvent & Precipitation)	R711-01 FreeZol Reagent (不使用氯仿、BCP做二相分離)	100 ml (200 rxns)	5,500
		R711-02	200 ml (400 rxns)	7,500
		R411-01 VeZol Reagent (經典配方成分與Trizol相同)	100 ml (100 rxns)	4,200
		R411-02	200 ml (200 rxns)	7,000
	有機溶劑萃取 +管柱純化 (Organic solvent + Spin Column)	RC202-01	VeZol-Pure Total RNA Isolation Kit	100 rxns
				8,200
	管柱純化法 (Spin Column)	RC112-01	FastPure Cell/Tissue Total RNA Isolation Kit V2	50 rxns
				6,000
		RC411-01	FastPure Universal Plant Total RNA Isolation Kit	50 rxns
miRNA萃取 miRNA Extraction	管柱純化法 (Spin Column)			7,200
		RC201-01	MiPure Cell/Tissue miRNA Kit	50 rxns
				6,700

反轉錄酵素、RNA酶抑制劑、反轉錄套組

分類	貨號	品名	包裝	價格
RT酵素 Reverse transcriptase	R302-01	Hiscript III Reverse Transcriptase (200 U/µl)	10,000 U	4,000
RNA酶抑制劑 RNase Inhibitor	R301-01	Murine RNase Inhibitor (40 U/µl)	2,000U	1,700
	R301-02		10,000 U	6,600
	R301-03		20,000 U	11,800
反轉錄套組 Universal RT Kits (for cloning/ PCR/ qPCR)	R312-01	HiScript III 1st Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA wiper)	50 rxns	7,000
	R312-02		100 rxns	10,000
	R412-01	HiScript IV 1st Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA wiper)	50 rxns	7,700
	R412-02		100 rxns	12,500
反轉錄預混試劑 RT SuperMix (for qPCR)	R323-01	HiScript III RT SuperMix for qPCR (+gDNA wiper)	100 rxns	9,400
	R333-01	HiScript III All-in-one RT SuperMix Perfect for qPCR	100 rxns	9,400
	R423-01	HiScript IV RT SuperMix for qPCR (+gDNA wiper)	100 rxns	11,300
	R433-01	HiScript IV All-in-One Ultra RT SuperMix for qPCR	100 rxns	11,300
miRNA反轉錄套組 miRNA Reverse Transcription	MR101-01	miRNA 1st Strand cDNA Synthesis Kit (by stem-loop)	50 rxns	2,500
	MR101-02		100 rxns	4,700
	MR201-01	miRNA 1st Strand cDNA Synthesis Kit (by tailing A)	20 rxns	6,300
	MR201-02		50 rxns	13,200

qPCR相關預混液 單一特惠價

乘勢升級

比舊款產品更低價格入主新款
老客戶無痛升級：
SYBR qPCR預混液系列
操作步驟、反應條件完全相同



Q311 基礎款
ChamQ
SYBR qPCR Master Mix



Q312 新世代通用款
ChamQ Blue Universal
SYBR qPCR Master Mix



Q713 新世代旗艦款
SupRealQ Ultra Hunter
SYBR qPCR Master Mix



Q711 舊世代通用款
ChamQ Universal
SYBR qPCR Master Mix



Q712 舊世代旗艦款
Taq Pro Universal
SYBR qPCR Master Mix

			標準模式	快速模式
預先變性	循環數 1	95°C	30 sec	30 sec
循環反應	循環數 40	95°C	10 sec	3 sec
		60°C	30 sec	10 sec
熔解曲線	請按照儀器說明書操作			

qPCR、RT-qPCR、RT-PCR 預混試劑

分類	貨號	品名	包裝	特惠價
qPCR 預混液 (內含SYBR Green染劑) Dye-based qPCR Mater Mix	Q311-02	ChamQ	500 rxns (1.25ml x 4)	3,700
	Q311-03	SYBR qPCR Master Mix	2,500 rxns (1.25ml x 20)	16,500
	Q312-02	ChamQ Blue Universal	500 rxns (1.25ml x 4)	4,200
	Q312-03	SYBR qPCR Master Mix	2,500 rxns (1.25ml x 20)	19,000
	Q713-02	SupRealQ Ultra Hunter	500 rxns (1.25ml x 4)	5,300
	Q713-03	SYBR qPCR Master Mix (U ⁺)	2,500 rxns (1.25ml x 20)	23,300
	Q713-04		500 rxns (5ml x 1)	5,300
	Q711-02	ChamQ Universal	500 rxns (1.25ml x 4)	4,600
qPCR 預混液 (探針法適用) Probe-based qPCR Master Mix	Q711-03	SYBR qPCR Master Mix	2,500 rxns (1.25ml x 20)	21,000
	Q712-02	Taq Pro Universal	500 rxns (1.25ml x 4)	4,900
	Q712-03	SYBR qPCR Master Mix	2,500 rxns (1.25ml x 20)	22,000
	Q513-02	AceQ Universal U ⁺	500 rxns (1.25ml x 4)	5,000
	Q513-03	Probe Master Mix V2	2,500 rxns (1.25ml x 20)	22,000
	QN222-01	BioSmart U ⁺ All-Powerful Multiple	200 rxns (1ml x 2)	3,000
	QN222-02	Probe qPCR PreMix (ONE TUBE)	500 rxns (1ml x 5)	7,400
	QN222-03		2,500 rxns (25ml x 1)	33,000
一步驟 RT-qPCR 預混液 One-Step RT-qPCR Mix	Q811-02	ChamQ Geno-SNP Probe Master Mix	500 rxns (1.25ml x 4)	4,700
	Q226-01	UniPeak U ⁺ One Step RT-qPCR SYBR Green Kit	250 rxns (1.25ml x 2)	6,800
	Q631-01	AccurSTART II U ⁺	200 rxns (800ul x 1)	11,300
	Q631-02	One Step RT-qPCR Super Premix (Fast & One Tube)	1,000 rxns (1ml x 4)	5,000
一步驟 RT-PCR 預混液 One-Step RT-PCR Mix	Q631-03		rxns (20ml x 1)	請洽詢
	P612-01	HiScript II One Step RT-PCR Kit (Dye Plus)	50 rxns	4,700
miRNA qPCR 預混液 (內含SYBR Green染劑) miRNA qPCR Master Mix	MQ102-01	miRNA Unimodal	125 rxns (1.25ml x1)	2,200
	MQ102-02	SYBR qPCR Master Mix	500 rxns (1.25ml x4)	7,000

全系列過濾產品・限時優惠

VacuCap大飛碟/培養基過濾器 (親水性Supor PES)				
	直徑	90 mm		
	流速	100 mL/min		
	孔徑	0.1 μm	0.2 μm	
	貨號	4621	4622	
	包裝	10/pk	10/pk	

Acro™ 50 空氣過濾器 (疏水性 PTFE 0.2 μm Non-sterile)				
	直徑	50 mm		
	有效過濾面積	19.6 cm ²		
	流速	8 L/min		
	接管管徑	6.4 - 12.7 mm (1/4 - 1/2 in.)		
	貨號	4250	4251	
	包裝	72/pk	18/pk	

濃縮離心管	Nanosep	Microsep	Macrosep	Jumbosep
樣品量	50~500 μl	0.5~5 mL	2~20 mL	20~60 mL
MWCO	3K, 10K, 30K, 100K, 300K	1K, 3K, 10K, 30K, 100K		3K, 10K, 30K, 100K, 300K
包裝	50/pk, 100/pk		25/pk, 100/pk	Start kit (含濾膜): 4/pk Membrane insert: 12/pk

Molecular Weight Cutoff (MWCO) 截留分子量

首先確認目標蛋白之分子量大小，
建議 除以3 (高流速) 與 除以6 (高回收率)
所得的值來選擇 MWCO。

以 300kDa 的蛋白質為例 (300 ÷ 3=100, 300 ÷ 6=50)，
就可以從 100k 及 30k 中選擇

IC 專用過濾器 Acrodisc™ syringe filters			包裝
	4683	0.2 μm, PES, 13 mm	100/pk
	4685	0.45 μm, PES, 13 mm	

單顆滅菌包裝過濾器 Acrodisc™ syringe filters			包裝
	4602	0.2 μm, PES, 13mm	75/pk
	4604	0.45 μm, PES, 13mm	
	4612	0.2 μm, PES, 25mm	
	4614	0.45 μm, PES, 25mm	50/pk
	4433	0.2 μm, Nylon, 25mm (DMSO-Safe)	

非滅菌小飛碟 Non-sterile syringe filters			包裝
	4506-100	PES, 0.2 μm, 25 mm	100/pk
	4508-100	PES, 0.45 μm, 25 mm	
	4540-100	Nylon, 0.2 μm, 13 mm	
	4541-100	Nylon, 0.45 μm, 13 mm	
	4522-100	Nylon, 0.2 μm, 25 mm	
	4502-100	Nylon, 0.45 μm, 25 mm	
	4542-100	PTFE, 0.2 μm, 13 mm	
	4543-100	PTFE, 0.45 μm, 13 mm	
	4521-100	PTFE, 0.2 μm, 25 mm	
	4501-100	PTFE, 0.45 μm, 25 mm	
	2401-100	wwPTFE, 0.2 μm, 13 mm	
	2403-100	wwPTFE, 0.45 μm, 13 mm	
	4929-100	wwPTFE, 0.2 μm, 25 mm	
	4932-100	wwPTFE, 0.45 μm, 25 mm	
	4544-100	PVDF, 0.2 μm, 13 mm	
	4545-100	PVDF, 0.45 μm, 13 mm	
	4520-100	PVDF, 0.2 μm, 25 mm	
	4500-100	PVDF, 0.45 μm, 25 mm	

						47mm 濾膜						
材質	親水性 Supor PES				親水性Versapor*		親水性Nylon		疏水性Teflon**		親水性wwPTFE	
孔徑 (μm)	0.1	0.2	0.45	0.8	1.2	3	0.2	0.45	0.2	0.45	0.2	0.45
貨號	60310	60301	60173	60110	66394	66387	NR047100	NX047100	66143	66149	60539	60548
包裝	100/pk				100/pk		100/pk		100/pk		50/pk	

*壓克力共聚物 (acrylic copolymer) **含PP支撐層之PTFE濾膜

■ Minimate™ 切流式過濾系統 (TFF) #OAPMPUNV



*圖片為整套之組合，除了玻璃三角錐瓶及卡匣需另外購買

- ✓ 操作簡易，隨插即用
- ✓ 可將500mL以上樣本，迅速濃縮至 5mL 以下
- ✓ 整套系統所需工作體積小：~20mL
- ✓ 可進行連續式之滲析 (Diafiltration)
- ✓ 應用：蛋白質、核酸、病毒、外泌體等樣品之濃縮及去鹽
- ✓ 配合卡匣(capsule) MWCO 選擇多樣化

Minimate Tangential flow filtration (TFF) capsules 濾膜/卡匣

樣品量	1L
濾膜材質	Omega™ membrane (modified PES)
MWCO	1K, 3K, 5K, 10K, 30K, 50K, 70K, 100K, 300K
包裝	1/pk

■ 微生物相關及其他產品

連座過濾氣閥 (可串連)
3-Places Filter Funnel Manifolds

- ▶ 市區廢水、地表水、飲用水、製水檢驗測試
- ▶ 真空抽氣使用，抽氣頭可獨立操作
- ▶ 真空抽氣頭適用47mm過濾漏斗

微生物過濾抽氣幫浦
Sentino® Microbiology Pump
#13186

- ▶ 輕巧不占空間
- ▶ 設計與濾杯搭配使用
- ▶ 方便攜帶、採集地點直接過濾
- ▶ 蠕動幫浦、內建電池

盤式抽氣過濾裝置
Filter Plate Manifold
#5017

- ▶ 最大壓力：71.12 cm Hg (28 in. Hg)
- ▶ 搭配96或384孔盤(filter plate)使用
- ▶ 符合ANSI/SBS X-2004標準，適用於自動化設備

連續自動出膜機
Sentino® Filter Dispenser
#13184

- ▶ 濾膜安裝容易，且出膜時不易卡住
- ▶ 設計可容納200片濾膜
- ▶ 觸控按鍵，按一次鍵供一片膜
- ▶ 攜帶方便，插入主電源或使用電池充電即可隨處使用

專利磁性濾杯
Magnetic Filter Funnel

- ▶ 容量：150/300/500 mL
- ▶ 直徑：7.6/7.6/8.9 cm
- ▶ 獨特磁性密封方式，不需使用夾具
- ▶ 本體化學耐受性佳 (PPSU材質)
- ▶ 整組可高溫、高壓、蒸氣滅菌121℃

96 孔過濾盤
Filter Plate

- ▶ 孔盤深度：350 μL, 1mL, 2mL
- ▶ 濾膜材質：Omega (modified PES), SuporPES, PTFE, wwPTFE, glass fiber
- ▶ 濾膜孔徑：3K, 10K, 30K, 100K, 0.2 μm, 0.45 μm, 1 μm

WB轉漬膜下殺破盤價 ⚡



材質	PVDF	NC
編號	BSP0161	10600002
孔徑	0.2 μm	0.45 μm
尺寸	26cm x 3.3M	30cm x 4M



Filter paper (Blotting paper, 轉漬濾紙)
來自歷史悠久的歐洲知名品牌(Muntell)
品質及價格更勝他牌3mm paper



貨號	名稱	規格
143252	Blotting paper, 0.35mm, 460 x 570 mm	100/pk
143271	Blotting paper, 0.76mm, 460 x 570 mm	50/pk
143294	Blotting paper, 1.30mm, 460 x 570 mm	25/pk

*濾紙可接受客製化裁切，若有需要請洽詢當區業務

其他應用產品




全球最大二抗領導品牌，實驗最佳好幫手

<http://www.jacksonimmuno.com>

商品種類最齊全，WB稀釋倍數最高1：10,000~200,000

另有多種物種的二抗可選擇，欲選購更合適商品，請上官網查詢



● 常用二級抗體

	Horseradish Peroxidase	Alkaline Phosphatase	Biotin-SP (long spacer)	DyLight™405 A=400,E=421	FITC A=492,E=520	Alexa 488 A=493,E=519	Cy™3 A=550,E=570	Alexa 594 A=591,E=614	Alexa 647 A=651,E=66
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)	111-035-003 2.0 ml	111-055-003 1.0 ml	111-065-003 2.0 ml	111-475-003 1.5 mg	111-095-003 2.0 mg	111-545-003 1.5 mg	111-165-003 2.0 mg	111-585-003 1.5 mg	111-605-003 1.5 mg
Goat Anti-Mouse IgG (H+L)	115-035-003 2.0 ml	115-055-003 1.0 ml	115-065-003 2.0 ml	115-475-003 1.5 mg	115-095-003 2.0 mg	115-545-003 1.5 mg	115-165-003 2.0 mg	115-585-003 1.5 mg	115-605-003 1.5 mg
Rabbit Anti-Goat IgG (H+L)	305-035-003 1.5 ml	305-055-003 1.0 ml	305-065-003 1.5 ml	705-475-003 1.0 mg	705-095-003 1.0 mg	705-545-003 1.0 mg	705-165-003 1.0 mg	705-585-003 1.0 mg	705-605-003 1.0 mg

● 正常動物血清 Normal Serum：可用於Blocking，有效降低背景值 *請選擇與二抗相同物種之血清*

品名	貨號及包裝	品名	貨號及包裝
Normal Alpaca Serum	028-000-001 2mL 028-000-121 10mL	Normal Syrian Hamster Serum	007-000-001 2mL 007-000-120 5mL
Normal Bovine Serum	001-000-001 2mL 001-000-121 10mL	Normal Horse Serum	008-000-001 2mL 008-000-121 10mL
Normal Cat Serum	002-000-001 2mL 002-000-120 5mL	Normal Human Serum	009-000-001 2mL 009-000-121 10mL
Normal Chicken Serum	003-000-001 2mL 003-000-120 5mL	Normal Mouse Serum	015-000-001 2mL 015-000-120 5mL
Normal Dog Serum	004-000-001 2mL 004-000-120 5mL	Normal Rabbit Serum	011-000-001 2mL 011-000-120 5mL
Normal Donkey Serum	017-000-001 2mL 017-000-121 10mL	Normal Rat Serum	012-000-001 2mL 012-000-120 5mL
Normal Goat Serum	005-000-001 2mL 005-000-121 10mL	Normal Sheep Serum	013-000-001 2mL 013-000-121 10mL
Normal Guinea Pig Serum	006-000-001 2mL 006-000-120 5mL	Normal Swine Serum	014-000-001 2mL 014-000-121 10mL

藥品 · 抑制劑



Master of Bioactive Molecules | Inhibitors ...

瑞柏生物科技

您提供 CAS No.
瑞柏全力搜尋

無論是常見或稀有的...

一般化學藥品 植化素 標準品
藥理未明化合物 先導藥物
抑制劑 合成來源 植物來源



歡迎來電洽詢

無論您是...

▶單純找藥品/化合物 請盡可能提供 CAS No.，因一種品名可能代表多種化合物

▶特定植物/中藥來源化合物列表 · library 例如何首烏、人參... 或咖啡、藍莓、木瓜...，又或薰衣草等

▶特定藥理作用的化合物列表 · library 例如具抗病毒、抗真菌、抗菌，或與肥胖、血管新生、癌症相關等

▶特定化學分類的化合物列表 · library Alkaloid, Flavonoid, Steroid, Coumarin, Phenol... 等化學分類

▶與特定化合物類似結構的化合物列表 · Library 以 Xanthoplanine 為例，與其相似結構的化物有5種 (如上圖)

▶特定途徑/蛋白標的之抑制劑/拮抗劑 例如：Akt inhibitors, NF-κB inhibitors, Adrenergic receptor blockers... etc.

Xanthoplanine [CAS No. 6872-88-4]	Magnoflorine chloride [CAS No. 6681-18-1]	Laurifoline [CAS No. 7224-61-5]	Magnoflorine [CAS No. 2141-09-5]	N-Methylcorydinium iodide [CAS No. 4668-64-6]	Trilobinine [CAS No. 126595-92-4]
--------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------

魚類專欄 · 生態汙染指標！



<http://www.biosense.com/>

位於挪威卑爾根的生化園區，產品與卑爾根大學 (University of Bergen) 共同研發。主要提供監控環境汙染(環境賀爾蒙)的生物指標 - 卵黃蛋白前質(vitellogenin, Vtg) 的 ELISA kit、抗體與抗原標準品。

Vitellogenin ELISA kit (96/480 tests)		Vitellogenin standards	
貨號	Vtg物種	貨號	Vtg物種
V01018401	Fathead minnow (Pimephales promelas)	V01002301-001	Atlantic salmon
V01008402	Zebrafish (Danio rerio)	V01004301-00	Rainbow trout
V01013403	Japanese medaka (Oryzias latipes)	V01008302-001	Zebrafish
V01004402	Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)	V01013302-001	Medaka vitellogenin
V01002402	Salmonid (Salmoniformes)	V01018301-001	Fathead Minnow
V01006401	Cod (Gadus morhua)	*另有多種Vitellogenin抗體· 歡迎洽詢當區業務	

植物特區



<http://www.nanodiaincs.com/>

300 種以上植物致病原檢測產品：ELISA、PCR、Microarray 等試劑組... 更多產品，請參閱網站。

ELISA Tests for Fungi	
Phytophthora (Phyt)	F111
Phakopsora (Phak)	F240
Phakopsora pachyrhizi (Ppac)	F241
Botrytis cinerea (Bcin)	FS02
Rhizoctonia spp. (Rhiz)	FS08
ELISA Test for GMO	
Bt Cry1Ac	G131
ELISA Tests for Bacteria	
Clavibacter michiganensis pv michiganensis (Cmm)	B103
Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae (Xad)	B108
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms)	B134
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae (Xab)	B149
Ralstonia solanacearum (Rs)	B259
Xanthomonas fragariae (Xfra)	B263
Curtobacterium flaccumfaciens subsp. flaccumfaciens (Cff)	BS09
Xanthomonas albilineans (Xalb)	BS23

ELISA Tests for Plant Virus	
Apple Mosaic Virus (ApMV)	V003
Beet Curly Top Virus (BCTV)	V005
Cauliflower Mosaic Virus (CaMV)	V016
Potato Black Ringspot Virus (PBRV)	V041
Squash Mosaic Virus (SqMV)	V054
Soybean Mosaic Virus (SMV)	V094
Cherry Rasp Leaf Virus (CRLV)	V145
Plantago Mottle Virus (PIMoV)	V197
Eggplant Green Mosaic Virus (EGMV)	V220
Grapevine Virus A (GVA)	VS26
Kalanchoe Latent Virus (KLV)	VS28
Lily Virus X (LVX)	VS30
Maize Stripe Virus (MSpV)	VS33
Plum Pox Virus -All Strains (PPV)	VS49
Mirafiori Lettuce Big Vein Virus (MiLBV)	VS53



<http://aquaticdiagnostics.com/>

創立於2001年8月，為英國史達林大學 (University of Stirling) 所延伸出來的公司 (仍位於該大學水產養殖中心內)，致力於研發用改善魚類健康與偵測其疾病之產品，包括重要的環境魚類致病菌 (抗體及快檢試劑) 及監控魚類免疫反應的魚類抗體。

貨號	品名 (經濟重要魚種抗體)	包裝
P01	Mouse anti Tetracapsuloides bryosalmonae (PKX) mAb	200 µg
P02	Mouse anti Photobacterium damsela subsp. piscicida mAb	200 µg
P03	Mouse anti Renibacterium salmoninarum mAb	200 µg
P05	Mouse anti Piscirickettsia salmonis mAb	200 µg
P06	Mouse anti Infectious Pancreatic Necrosis virus mAb	200 µg
P09	Mouse anti Nodavirus VNN mAb	200 µg
P10	Mouse anti Infectious Salmon Anaemia virus mAb	200 µg
P11	Mouse anti Streptococcus iniae mAb	200 µg
P13	Mouse anti White spot Syndrome Virus (WSSV) mAb	200 µg
P14	Mouse anti Koi Herpesvirus (KHV) mAb	200 µg
P15	Mouse anti Viral Haemorrhagic Septicaemia (VHS) virus mAb	200 µg

免疫組織染色好夥伴...



<https://www.nationaldiagnostics.com/>

成立於1977年，專賣電泳、組織學相關產品 (Histo-Clear II - 無毒且生物可分解的 Xylene 取代液) 以及全系列的閃爍計數液。



產品編號	產品名稱	售價
HS-202	Histo-Clear II, 1 gallon (3.8L) 組織除蠟透明劑	5,000
HS-110	Omnimount, 100mL 封片膠	2,500
PHC02-20	I.S Circle pen IHC專用筆/阻水筆 (1支)	2,000
BR520-1L	10X Sodium Citrate Buffer, pH6.0 1L 抗原修復液	1,500
BR530-1L	10X Tris-EDTA Buffer, pH9.0 1L 抗原修復液	1,500



都在其 H&E stain 與 IHC 的操作說明中，建議

可用 Histo-Clear II 取代 Xylene 進行脫蠟。除此之外，其他原本用 Xylene 的步驟均可用 Histo-Clear II 取代。

Omnimount 為通用型的封片膠，除了可與 HistoClear II 搭配使用外，與所有常見的脫蠟劑/澄清劑皆相容，其有更高的閃點和更低的毒性，運輸儲存皆方便。

各式實驗室設備

限時優惠中

MS major science



Pipette系列 單爪/8爪/12爪

A&D Weighing



A&D 電動 Pipette 系列
單爪/8爪/12爪

Biomate



電動吸管輔助器
(可站立)
BI90-10

DLAB



可調式分注器



定量分注器 (1-10ml)

BioSmith 保冷槽 (Biocooler)



#70001

- ▶可容納 48支 1.5-2.0mL 管
- ▶可保存酵素及試劑，或細胞凍存轉移時使用
- ▶可維持-20℃ 6小時以上



#70002

- ▶可容納 48支 冷凍小管
- ▶可保存細胞及試劑
- ▶可於10小時內緩慢自-70℃上升至-11.5℃，可減少因急速溫度變化之傷害



#70003

- ▶可容納 8支 1.5-2.0 mL 管
- ▶尺寸輕便迷你，方便外出攜帶


biocision



細胞漸凍盒 (CoolCell)

- ▶無需使用異丙醇，無須預冷
- ▶冷凍速率為-1℃/分鐘
- ▶冷凍情況下，也能輕易打開上蓋
- ▶可放置12個1mL或2mL凍管
- ▶有4種顏色可選

Mupid



水平電泳系統 Mupid-exu

- ▶材質為UV可穿透性，整個電泳槽可置於UV燈下觀察結果
- ▶定時器設定：0-99 min或持續模式
- ▶電壓可七段調整
- ▶電泳槽可與電源供應器分離，方便清洗
- ▶製膠盤尺寸：130x59.5 mm 及130x122 mm
- ▶4支雙面尺梳，13或26個well

NanoView



- ▶微量 (只需2μl樣品)及cuvette皆適用
- ▶260 nm, 280 nm及600 nm (cuvette)
- ▶可偵測核酸、蛋白質
- ▶簡單且直覺式的內建操作介面
- ▶10種預設測量模式

核酸及蛋白分光光度計

NanoSpec



- ▶微量 (只需1-2μl樣品) 及cuvette皆適用
- ▶全波長：190-850 nm
- ▶可偵測核酸 (DNA/RNA)、蛋白質
- ▶簡單且直覺式的內建操作介面
- ▶20種預設測量模式

全波長分光光度計


Mupid



Mupid-2 plus

- ▶標配：含電源供應器之電泳槽及製膠系統
- ▶電源供應器：直接嵌入電泳槽，無需外接，按鈕式開關
- ▶具安全開關，插入上蓋才能通電
- ▶可同時跑2片小膠或1片大膠
- ▶兩段觸控電源供應：50V或100V

水平電泳系統



Mupid-2 plus 鑄膠組

- ▶可一次製作2大4小片的膠體
- ▶製膠盤尺寸：2個109x60 mm (L) 及 4個55x60 mm (S)
- ▶雙面尺梳，各具不同well數，增加loading彈性

水平電泳系統配件

MEDCLUB



RePure Series

- ▶10英寸電容式觸控螢幕，操作簡單直覺
- ▶散熱佳：風道前進後出，機器可以並排放置
- ▶可做Gradient PCR：優化Annealing溫度
- ▶升降溫度快：變溫速率為5-7℃
- ▶適用0.2ml之單管、八連排管、96孔盤

96孔單槽梯度
聚合酶鏈鎖反應儀 (PCR)

FastGene

FastGene qFYR



- ▶升降溫速度快：6℃/sec
- ▶well之間均溫性好，為±0.2℃
- ▶4個channel：FAM/SYBR、VIC/JOE/HEX/TET、ROX/Texas Red、Cy5.5/Quasar 705/Alexa Fluor 680
- ▶含內建軟體 (包含HRM分析軟體)，方便且直覺式使用
- ▶應用：基因表現分析、基因型分型 (genotyping)、基因突變、HRM、病原菌或GMO偵測
- ▶標配為96孔盤

即時聚合酶鏈鎖反應儀
(real-time PCR)

LTek Microplate Reader




(選配)

- ▶偵測波長：200~999 nm，增量為1nm
- ▶微量盤種類：6~384 well
- ▶燈源：氙氣閃光燈
- ▶動態範圍廣 (dynamic range)：0~4 OD
- ▶可進行終點、動力學讀取和光譜掃描
- ▶光度靈敏度和線性範圍小
- ▶Nano-V可分析定量DNA/RNA (24 well, 2ul樣品)
- ▶能以Excel檔輸出結果圖形

*另有INNO-M可偵測可見光及冷光；INNO-S可偵測螢光及冷光

全波長酵素免疫分析儀 (可見光)

FastGene FAS-X



- ▶13.3吋HD觸控面板 及 128 GB大容量
- ▶20百萬畫素彩色相機，解析度高擷取影像快
- ▶靈敏度高：可偵測 2 ng之核酸
- ▶觀測面積大：26 x 21 公分
- ▶藍綠光 LED (470 nm~520 nm) 不會造成使用者 或 DNA樣品的傷害
- ▶不挑染劑：一般綠光/紅光之核酸染劑皆適用
- ▶內含白基板，可偵測染色後之SDS-PAGE

新世代-藍綠光影像系統

▲另有其他機型之藍綠光影像系統，歡迎洽詢！

pop bio New!!!



Vu- C

- ▶5100萬像素高解析度
- ▶採用scanning sensor array專利技術，全自動智能影像擷取流程
- ▶無需暗箱、CCD系統的冷卻結構與濾光輪
- ▶超輕巧體積 (39x35.5x18cm)，僅8kg
- ▶樣品尺寸：最大10x10cm

冷光影像系統

MEDCLUB



- ▶6百萬畫素16位元高靈敏度製冷CCD相機
- ▶具像素合併功能
- ▶無須對焦，一鍵點擊即可，自動伸縮樣品台
- ▶多種拍攝模式：自動曝光、手動曝光、多張照片拍攝、自定義時間拍攝、灰階累積拍攝及時間累積拍攝
- ▶體積小無須外接電腦
- ▶USB3.0連接埠，可擴充WiFi數據傳輸滑鼠或印表機功能

多功能冷光螢光影像分析儀

GenePure



跳跳板式震盪器
#OSR205
▶轉速：0 ~ 125 rpm
▶振幅：45度

迴轉式震盪器
#OSR201
▶轉速：10 ~ 250 rpm
▶振幅：25.4 mm

VELP SCIENTIFICA



無線新型試管振盪器
WIZARD
▶VELP專利-紅外線感應技術
▶轉速：3000 rpm

ELMI



多段式試管旋轉混和器
▶旋轉速度：1-99 rpm
▶15種混合模式、12種搖擺模式、4種 blotting模式 (需搭配 Wipp-Plattform)
▶適用0.5 ml ~ 50ml各式離心管 (11 mm /13 mm/15 ml/50 ml)

biosan



(可編程)旋轉混合震盪器
#Bio RS-24
▶轉速：5-30 rpm
▶計時設定：1 min~24 hr /連續式
▶軌道旋轉速度：1~100 rpm
▶軌道旋轉角度：360°
▶最大連續操作時間：8小時

▼多款鋁塊樣式可供選擇，亦可客製喔！



▶加熱快速
▶溫控範圍：室溫+5℃~100℃
▶溫度穩定度：±0.1℃
▶計時功能：1分 至 99小時59分
▶震盪速度：200 – 1400rpm
▶標準乾浴塊：1.5/2.0mL x 35
▶提供多種乾浴塊選擇

biosan



微量盤震盪器
#PSU-2T
▶轉速：150~1200 rpm
▶計時設定：1min~24hr /連續式
▶最大連續操作時間：168小時
▶旋轉軌道直徑：2 mm
▶微量盤適用 (標配平台可容納 2 盤，選配平台可容納 4盤)

FINEPCR



FINEPCR 微量盤混合器
▶迴旋震盪半徑：3mm
▶旋鈕式轉速及時間控制
▶計時功能：0-60分/連續式
▶可搭配96孔盤振盪架

OHAUS



電磁加熱攪拌器
e-G31HS07C
▶背光 LCD 螢幕顯示溫度和速度
▶陶瓷盤面及金屬外殼，易清潔耐腐蝕
▶加熱溫度：室溫+5℃ - 500℃
▶攪拌速度：80-1600rpm
▶加熱盤面溫度高於40℃時，閃燈提示
▶控制旋鈕，操作簡單快速

VELP SCIENTIFICA



多點加熱磁力攪拌器(6/15點)
▶攪拌速度：30 - 1700 rpm
▶具計時功能，適用於O/N實驗
▶2種機型：可放400ml 6個 或 250ml 15 個燒杯

Ardy Bio **促銷買一送一!**



微量離心機
#AB-MC8
▶轉速：7200rpm
▶內部轉子可更換
▶可適用0.2/0.5/1.5/2mL tube

LabTech (義大利歐洲品牌)



#GZ-1312
▶最高轉速：13,500 rpm
▶轉子類型：固定角度
▶可離12支 1.5/2.0 mL離心管
▶小巧實用

微量離心機

LabTech (義大利歐洲品牌)



#1848R
▶最高轉速：18000 rpm
▶可使用15/50 mL離心管及96孔盤
▶具溫控功能：-12℃ ~ 40℃
▶可搭配固定角/懸臂式轉子
▶可搭配生物安全轉子

冷凍微量離心機

LabTech (義大利歐洲品牌)

New!!!



#GZ-1736R
▶快速降溫：在5分鐘內達到4℃
▶開蓋時，冷凍壓縮機自動停止
▶速度到達設定轉速，才開始計時
▶單獨的 PULSE 鍵，可用於快速旋轉
▶離心中可更改參數、也可鎖定
▶自動轉子檢測及警告不平衡、超速跟過熱
▶多種轉子(rotor)、掛瓶(bucket)及套管(adaptor)可選擇

落地型冷凍離心機

sartorius **SHIMADZU** Excellence in Science
AT-R系列分析天平



**全系列
觸控式分析天平、精密天平**

METTLER TOLEDO



#PH1710
▶大型背光液晶顯示幕
▶薄型設計、體積輕巧
▶500 筆讀值記憶、可輸出印表機或電腦儲存
▶自動/手動溫度補償、支援溫度探棒校正
▶同時讀取 pH、mV、溫度
▶可作 1-5 點 pH 校正及單點 mV(RmV) 校正

酸鹼度偵測計

DELTA



#DC150/DC150H (DC強力型系列)
▶水槽容積：7.2L
▶振盪頻率：40 KHz
▶洗淨出力：150 W
▶計時器：連續0 及99分鐘
▶溫度設定：最高80℃ (DC150H)
▶水槽、外觀及上蓋材質皆 SUS304

超音波洗淨機

Eco Ultra Pure Water



▶單一主機，可同時取用純水與超純水
▶產水量：超純水 > 0.6 L/min、純水18 L/hr
▶操作溫度5-35℃
▶符合ASTM Type 1等級；SGS認證

RO & 超純水系統

FREUND



#EZ-200
▶以AOAC認可分析原理測定
▶測量範圍：0.10~0.98 Aw
▶分辨率：±0.01Aw (25℃± 0.3℃)
▶檢測時間短

水活性測定儀

QSONICA SONICATORS



#Q125
▶程控化操作
▶使用熱敏感性樣品，可預防過熱
▶輸出功率最大125W
▶輸出強度可以設定20-100%
▶標配1/8" (3 mm) 探針
▶可搭配多種探針，可選購cup horn防止交互污染 或8 Tip Horn
▶可用於一般細胞破碎，切斷DNA/RNA，均質化和其他處理

小型超音波破碎機

LabTech (義大利歐洲品牌)



▶樣品分析前，有效去除溶劑的背景干擾
▶冷凍乾燥過程快，有效提升產物品質與活性
▶應用選擇多：具備-50/-80/-110度冷凝槽
▶內壁以Teflon材質塗質，耐酸鹼
▶冷凝管外包槽體設計，冷凝管不外露
▶可搭配濃縮離心機，最多200支 1.5/2.0 ml管
▶含棚架/多歧管/瓶塞器等多樣配

凍乾機/離心濃縮複合機

YIHDER



#BH-130D #BH-230D #BL-710D #BL-720D
▶外殼鋼板烤漆
▶溫度過高溫保護
▶水槽內有循環功能,水溫分佈均勻
▶採用白金測溫體 (PT-100Ω)
▶可單獨選購控制系統

恆溫/低溫循環水槽

PHCbi formerly known as Panasonic



▶LCD觸控面板
▶微電腦式控制系統，準確控制CO2濃度
▶內部一體成型 (銅與不鏽鋼合金設計)，方便清潔且抗菌效果佳
▶配有UV燈，可潔淨腔體內空氣
▶選配H2O2燻蒸滅菌功能，3小時內可完成滅菌

二氧化碳培養箱-燻蒸滅菌型

YIHDER



#DK-300T, DK-600T
▶內材不鏽鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆
▶內部風扇循環送風，溫度對流快速均勻，兩側排氣孔設備
▶門附強化玻璃透視窗，可由外觀測內部情形
▶馬達採用不銹鋼軸心
▶具過高溫保護裝置

熱風循環烘箱

YIHDER



▶內部SUS304不銹鋼，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
▶內裝照明，可以檢視內部情況
▶中央開有透視強化玻璃窗，便於觀測
▶附有安全開關，開門會自動停止晃動
▶慢速啟動，運轉安靜平穩無聲
▶使用無碳刷AC馬達
▶過高過低溫保護，送風循環
▶壓縮機具停電延遲啟動 及 定時除霜設計

低溫/恆溫震盪式培養箱



桌上型吸引器
DF-506K

- ▶最大流量：45L/min
- ▶吸力強：> 650mmHg
- ▶容量大：3000ml
- ▶附有腳踏開關
- ▶具散熱風扇，可連續使用8小時以上

真空幫浦與廢液



ROCKER 300無油幫浦
#167300-11

- ▶無油設計，不需加油及保養
- ▶過熱保護裝置
- ▶機器配合進氣過濾裝置
- ▶最大真空度：670mmHg
- ▶最大流量：21 l/min
- ▶轉速：1700 RPM
- ▶馬力：1/8 HP



- ▶採用高扭力馬達，具散熱風扇
- ▶手動昇降，故障率低
- ▶濃縮瓶角度可調整並具退瓶機構
- ▶旋轉玻璃軸，拆裝容易
- ▶隱藏式加熱器及溫度感測棒

旋轉式真空濃縮機



7EALWAY FD Series

- ▶微電腦控制
- ▶具備固態模式及液態模式
- ▶控制面板簡單易懂，同時顯示滅菌溫度、滅菌時間及乾燥時間
- ▶LED螢幕顯示動態滅菌過程
- ▶系統自動監控冷空氣的排放

經濟型高壓滅菌釜



LabTech
(義大利歐洲品牌)

- ▶內置PSA製氮機結合製冷機、氮氣壓縮機和內置杜瓦罐（20-210L）
- ▶製備的液態氮純度達99.5%
- ▶儲存槽液面自動偵測，自動生產補充
- ▶彩色觸控式螢幕，一鍵全自動運行
- ▶內置低噪音空壓機，維持低噪音水準
- ▶使用安全，內置氧氣分析儀帶警報功能
- ▶占地面積小

液態氮產生機



ICBiomedical
(原 TAYLOR-WHARTON)

- ▶液態氮消耗低，不需頻繁的填充
- ▶結構耐用，採用高延展鋁製桶身及持久外漆
- ▶超強絕緣加上高效能真空設計，可延長保存時間
- ▶便利儲存架系統，索引方便
- ▶蓋子可加鎖
- ▶可加裝輪座(選配)

液態氮系統與容器



ANTECH scientific

CryoMaster系列

- ▶液態氮蒸發率低，保存期長
- ▶為鋁合金材質，輕巧且占用空間小
- ▶具雙層安全鎖扣，確保樣品安全
- ▶標準配備Rack和儲存盒
- ▶與主要品牌之標準儲存盒兼容
- ▶適用於細胞、組織和其它生物樣品之儲存

液態氮系統與容器



- ▶本體材質為鍍鋅鋼板粉體烤漆製
- ▶馬達附過熱保護裝置
- ▶潔淨度：100級
- ▶進氣排氣使用高效濾網
- ▶經DOP測試效率達99.97%，可濾除 0.3 micron或更大之塵粒

(垂直負壓密閉式) 無菌操作台



PHCbi
formerly known as Panasonic

- ▶溫控範圍：2 ~ 23 °C
- ▶有效容積：671 L
- ▶層架可調整
- ▶安全及警報功能
- ▶HFC冷媒 & CFC-Free 隔絕層
- ▶大型風扇
- ▶抽屜式保存層
- ▶穩定的溫度控制
- ▶循環式除霜設計，除霜時箱內溫度不會升高

[抽屜式] 藥品冷藏櫃(疫苗冰箱)



Smod

- ▶溫度範圍：-18°C ~ -22°C
- ▶容量：600L
- ▶自動除霜（無霜）
- ▶高溫及開門警報
- ▶溫度安全鎖
- ▶冷凍/冷藏 單一切換
- ▶電子式溫控，可精準控制溫度全鎖

-20 °C無霜冷凍櫃



PHCbi
formerly known as Panasonic

- ▶溫控範圍：-20 ~ -30°C
- ▶有效容積：504L
- ▶上下獨立雙門設計，減少冷空氣流失
- ▶除霜排水管設計
- ▶上下門個別門扣鎖孔
- ▶層板可調整高度

-30 °C醫療冷凍櫃



PHCbi
formerly known as Panasonic

- ▶溫控範圍：-50 ~ -86°C
- ▶有效容積：729L
- ▶V.I.P超薄壁系列
- ▶雙獨立壓縮機
- ▶LCD操作介面
- ▶超人性無濾網設計
- ▶低噪音運作
- ▶220V/60Hz

超低溫冷凍櫃

各式實驗室設備 - MJ專區

限時優惠中

發酵專區



桌上型生物反應器/發酵槽

- ▶3系列主機可滿足不同實驗要求：精巧型主機、全效型主機、一對二雙槽體控制系統
- ▶多種槽體可選擇：5L~20L各式液態/固態發酵槽體
- ▶具原位滅菌發酵系統(SIP)，提供試驗級和量產級發酵需求



循環冷水機
#WCC-100

- ▶LED顯示，操作方便
- ▶溫度範圍：0°C ~ 100°C
- ▶溫度精確度：± 0.5°C at 20°C
- ▶內槽材質採用SUS304不銹鋼
- ▶具多種安全裝置：自動診斷異常，延遲恢復壓縮機
- ▶附輪子，方便移動



New!!! 慢速磁力攪拌器
#WP-SMS

- ▶12 吋彩色觸控螢幕
- ▶3種模式：連續/定時/可編程
- ▶4 個攪拌位置，獨立旋轉控制
- ▶轉速：0、1~300 rpm (步進 1 rpm)



大型搖床恆溫箱
#SI-200

- ▶震盪時轉速：20-500 rpm
- ▶溫控範圍：室溫+5°C~65 °C
- ▶排程化或連續模式
- ▶含各種配件可供選用



New!!! 組合式二氧化碳恆溫大搖床
#SI-910
#SI-950
#SI-97

- ▶10 吋 LCD 顯示模式
- ▶最大容量：250mlx 50/ 500mlx 32/ 1000ml x18 / 2000ml x15
- ▶空氣循環：強制對流，內循環
- ▶計時：9999分鐘 (或9999小時)
- ▶開門方式：上滑
- ▶多種規格可選



空壓機(空氣幫浦)
#167440-11

- ▶壓力範圍：40 ~ 60 psi
- ▶最大流量 (不含鋼瓶)：27 L/min
- ▶安靜、低噪音(52 dBA)
- ▶具過熱保護裝置，溫度過高自動停機
- ▶含出氣過濾裝置，出氣口均裝有濾芯
- ▶具CE歐盟及CSA美國安全認證



HIBLOW 空壓機(空氣幫浦)
#HP-120

- ▶最大壓力：17.7 kPa
- ▶最大流量：120 L/min
- ▶低噪音(40 dBA)
- ▶氣流量穩定、使用壽命長



Acro® 50空氣過濾器
#4250

材質：疏水性PTFE

- ▶孔徑：0.2 µm
- ▶直徑：50 mm
- ▶有效過濾面積：19.6 cm²
- ▶流速：8 L/min
- ▶接管管徑：6.4 ~ 12.7 mm
- ▶包裝：72/pk



震盪錐形瓶

- ▶PC材質：低蛋白附著，優於PETG材質
- ▶DuoCAP®：可以密封防漏並達到無菌空氣置換
- ▶規格：平底及角底(攪流板)
- ▶容量：125, 250, 500, 1000, 2000ml

限時優惠中

凝膠成像儀與觀測儀 (濾片為選配：EtBr/SYBR/Amber濾片)

SmartView Pro 影像系統
#UVC1-2300



- ▶ 200萬畫素高感光度CCD相機
- ▶ 10.4吋彩色觸控螢幕，無須外接電腦，即可完成照膠及定量分析
- ▶ 選配：藍光板、白光板
- ▶ 濾片：EtBr、SYBR Green、Amber
- ▶ 內附核酸照膠定量分析軟體

限量促銷組合! 2400萬畫素
經濟型數位式相機照膠系統
#MUV-IMG-CA



- ▶ 需搭配紫外燈箱、紫外/藍光二合一燈箱或藍光燈箱使用
- ▶ 藍光燈箱可選擇黃色濾片(560 nm) 與橘色濾片(580 nm)
- ▶ 數位相機式：可透過相機內建Wi-Fi與電腦連結
- ▶ 三種濾片可選擇：EtBr (UV激發)、SYBR Green (UV激發)、Amber (藍光激發)

2400萬畫素
簡易數位式凝膠照相系統
#DI-01



- ▶ 2400萬像素的數位相機，具Wi-Fi功能
- ▶ 8吋高解析度顯示螢幕，無須搭配PC使用
- ▶ 兩側內部白光LED
- ▶ 安全裝置開關
- ▶ 可經相機的Wi-Fi功能 或 SD記憶卡儲存檔案

紫外光透照儀
MUV 21 及 MUV26系列



- ▶ 單一UV光源：254nm、312 (302) nm、365nm
- ▶ 雙UV光源組合：254與365nm、254與312 (302) nm
- ▶ 有260mmx210mm 或 210x210mm 兩種尺寸
- ▶ 單一波長模式配有UV高/低強度轉換開關
- ▶ UV照射區域：210x210mm

MUV-IMG-CA + MBE-200BW + MRP-500 x10支

促銷價 NT 88,000
(原價：132,000)

*濾片三選一：EtBr (#DI-EB49)、SYBR Green (#DI-SG49)、Amber (#DI-AM49)

雙LED光源式藍白光透照儀
#MBE-200BW




- ▶ 兩側整合不同LED光源(藍光及白光)，可即時觀察結果
- ▶ 為鋁合金材料，重量輕盈 (約935.5克)
- ▶ 觀測區域：153 x153mm
- ▶ 藍光波長：470nm
- ▶ 白光波長：全波段
- ▶ 標準配件：580nm琥珀色濾片和遮光罩

BluView 藍光透照儀
#MBE-300



- ▶ 使用藍光LED燈管取代UV
- ▶ 觀測區域：112x74.6mm
- ▶ 可搭配 580nm 琥珀色濾片，觀察結果
- ▶ 不需要佩戴任何防紫外線設備
- ▶ 體積小、輕便、不占空間

BluView 藍光觀測儀
MBE-200A



- ▶ 藍光波長：470nm
- ▶ 觀測區域：153 x153mm
- ▶ 配有580nm的琥珀色濾片
- ▶ 6分鐘自動關機
- ▶ 鋁合金製，散熱良好，輕薄好攜帶

智慧型手機式照像遮光罩
#DI-CP



- ▶ 可即時觀察跑膠狀況
- ▶ 搭配MBE-200系列或MUV系列
- ▶ 三種濾片可選擇：EtBr、SYBR Green、Amber
- ▶ 尺寸(寬/長/高)：約29 x 33.9 x 24公分

冷熱乾浴器

迷你恆溫乾浴器
#MD-MINI



- ▶ 溫度範圍：室溫+5℃-150℃
- ▶ 體積小，能放在手掌上

迷你冷熱乾浴器
(程式可調)
#MC-0203



- ▶ 溫度範圍：-10~100℃
- ▶ 體積小，能放在手掌上

Ultimate冷熱乾浴器
(程式可調)
#MC-01N Ultimate



- ▶ 溫度範圍：-10~100℃

Genius恆溫乾浴器
#MD-01N (單槽)
#MD-02N (雙槽)



- ▶ 溫度範圍：室溫+5℃-150℃

Elite 恆溫乾浴器
#EL-01 (單槽)
#EL-02 (雙槽)



- ▶ 溫度範圍：室溫+5℃-150℃

Elite Dual恆溫乾浴器
#EL-01DT-110



- ▶ 溫度範圍：室溫+5℃-150℃
- ▶ 雙重溫控槽，可單獨控制每個槽的溫度

另有多款不同規格鋁塊可加購

#MD-B29 50ml tube

#MD-B17 15ml tube

#MD-B13 採血管用

#MD-B0.2 0.2ml tube

#MD-B1.5 1.5/2.0ml tube

多功能震盪器

多功能振盪器
#MO-AOR
#MO-ARC
#MO-ARK



- ▶ 三種機型可任選：迴旋式/往復式/翻翻板式
- ▶ 迴旋式具正逆轉功能
- ▶ 連續或定時操作自動關機
- ▶ 可置換不同夾具及配件，彈性應用
- ▶ 可選配防潮塗層 (防潮型號)，可在冷藏室或低溫環境下操作
- ▶ 可選購 30 x 30公分的平台

多用途可變速渦旋
震盪器 (Vortex)
MS-VM






- ▶ 震盪速度：0-2800 rpm，手動旋鈕調速
- ▶ 震盪模式：連續震盪、點觸震盪、靜止(三段功能切換)
- ▶ 尺寸(長x寬x高)：約 17x12x17公分

New!!!

微量盤震盪床
#MS-MPS



- ▶ 高精度無刷電機，低噪音、免維護
- ▶ LED 數字顯示：直觀控制速度與設定時間
- ▶ 震盪範圍：200-1500 rpm
- ▶ 時間設置：1-99 小時 59 分鐘
- ▶ 可配合不同深度的微量盤 / ELISA盤 / 深孔盤

New!!!

微量盤恆溫振盪床
#MS-MPSI




- ▶ 加熱 + 振盪二合一
- ▶ LCD 液晶顯示：同步顯示時間、溫度與振盪狀態
- ▶ 搭載 PID 精準溫控技術，升溫快速且均勻
- ▶ 溫控範圍：室溫 +5℃ - 70℃
- ▶ 加熱時間：≤ 10 分鐘
- ▶ 震盪範圍：200-1500 rpm
- ▶ 時間設置：1-99 小時 59 分鐘

New!!! 可調速式旋轉混合儀
#MS-3D-RM



- ▶ 操作角度：20-99°
- ▶ 轉速區間：10-40 rpm
- ▶ 設定時間：1-999 分/0-999秒
- ▶ 運作模式：持續/定時
- ▶ 擺動方式：旋轉、搖擺、角度
- ▶ 適用試管：0.5 mL tube (單片) 11個、1.5/2 mL tube (單片) 24個、5 mL tube (單片) 8個、7/10/15 mL tube (單片) 5個、50 mL tube (單片) 4個

三維迷你托盤搖床
#MS-3D-TS




- ▶ 角度：20°
- ▶ 轉速區間：0~27rpm
- ▶ 承載盤面(寬x長)：約16.8 x 23.4公分
- ▶ 最大載重：1公斤
- ▶ 能放入MS迷你恆溫培養箱(MO-MINI)使用 (如左圖)

恆溫循環水槽

10L/20L攪拌水浴槽 **New!!!**

#SWB-10L-1-110/ SWB-10LT-1-110 (轉子*1)
#SWB-10L-2-110/ SWB-10LT-2-110 (轉子*2)
#SWB-20L-1-110/ SWB-10LT-2-110 (轉子*1)
#SWB-20L-3-110/ SWB-10LT-2-110 (轉子*3)



內面蓋設計使冷凝液體回流至槽內

- ▶ SWB-10L/20L為LCD液晶顯示螢幕；SWB-10LT為4.3吋彩色觸控螢幕
- ▶ 內置磁力攪拌機構，確保均溫及瓶內液體均勻攪拌
- ▶ 兩種型號：配備1個或多個攪拌裝置
- ▶ 使用者溫度校準
- ▶ 攪拌轉速：400-1500 rpm

8孔獨立恆溫磁力攪拌器
#TS-8W-110



- ▶ 轉速：500~3500rpm
- ▶ 溫度：室溫+5~200℃
- ▶ 數字式微處理控制器
- ▶ 每孔可獨立攪拌
- ▶ 樣品孔可訂製
- ▶ LCD液晶螢幕和定時器

電源供應器

#MP-100
固定電壓50V或100V
400mA/40W
1組輸出



#Mini-300
300V/400mA/60W
2組輸出



#Mini-500
500V/400mA/120W
2組輸出



2.4" TFT 全彩LCD螢幕

#MP-310
300V/700mA/150W
4組輸出



#MP-320
300V/3000mA/300W
4組輸出



#MP-510
500V/800mA/300W
4組輸出



水平電泳槽



迷你水平電泳槽#MJ-105A





加長型迷你水平電泳#MT-108

核酸安全染劑 - Major red **New!!!**

Major red
(10,000x in DMSO)
#MRP-500 (500ul)



- ▶ 無毒、無致突變性
- ▶ 靈敏度高：訊號強、背景低
- ▶ 可使用紫外線(UV) 或 藍光源偵測，並相容SYBR濾光片與琥珀色濾光片
- ▶ 耐高溫，適用於內染(鑄膠時加入)，無須額外冷卻
- ▶ 使用方便，無須脫色(de-stain)處理
- ▶ 應用廣：可用於瓊脂凝膠或聚丙烯酰胺凝膠(PAGE)，但不適用於預鑄的聚丙烯酰胺凝膠

使用UVC1-2300藍光源，搭配琥珀色濾片偵測

使用UVC1-2300紫外光源，搭配SYBR濾片偵測